



IntelliSTIM® BE-28T

Unità terapeutica professionale per elettrostimolazione antalgica (T.E.N.S.).



Da una moderna unità antalgica professionale, ci si aspetta che sia **efficace** (per raggiungere gli obiettivi terapeutici), **semplice** da utilizzare (per evitare di far perdere tempo all'operatore), **versatile** (per poter trattare qualsiasi situazione algica), **robusta** (per durare nel tempo). Oltre a questo, **IntelliSTIM® BE-28T** offre anche:

Grande Display LCD

Comandi intuitivi

9 programmi TENS (modificabili)

Indicazione della tecnica antalgica impiegata.

Protocolli sequenziali pre-impostati, per dolore ACUTO e CRONICO

Visualizzazione di tutti i parametri e possibilità di modifica durante la seduta

3 forme d'onda selezionabili, per un migliore comfort.

ENDORFINE o “Gate –Control”?

Fra i parametri visualizzati, sul display, è indicata anche la tecnica antalgica applicata, in base al valore dei parametri caratteristici del programma.

Dotazione



1x — Unità BE-28T

2x — Cavi di collegamento agli elettrodi

4x — Elettrodi autoadesivi 50x50 muniti di connettore a presa 2mm

2x — Pile alcaline tipo AA1.54v (LR6)

1x — Librettino d'istruzioni

1x — Borsa imbottita

Caratteristiche tecniche



Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5 V AA (LR6);

Uscita: 130 mApp su carico da 500 Ohm.

Larghezza d'impulso: Da 50µS a 250µS regolabile in passi di 10 µS

Frequenza: da 1Hz a 150Hz (1-2-3-4-5-10-12-14-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150).

Forma d'onda: Impulsi Bifasici Simmetrici – Impulsi Bifasici Asimmetrici, Impulsi Monofasici.

Modi operativi: Costante 1 (C1) – Costante 2 (C2) – Costante 3 (C3) – Burst 1 (B1) – Burst 2 (B2) – Burst 3 (B3) – Modulato 2 Frequenza alternate (M2f) – Modulato a scansione (Msw), Modulato a frequenza e ad impulso (Mfp).

Timer di trattamento: Continuo, 15 min, 30 min, 45min, 60min, 90min.

Dimensioni: 138mm x 68mm x 28mm.

Peso: 160 g. incluso batterie

Temperatura di utilizzo e di conservazione: da +5 a +35 °C.

Umidità relativa di utilizzo e di conservazione: dal 20% al 80%

Altre caratteristiche

Due canali ad intensità indipendente.

Caricamento automatico dell'ultimo programma utilizzato.

Timer con spegnimento automatico a fine seduta.

Auto-spegnimento se non in uso per almeno 5 min.

Memorizzazione cumulativa del tempo di effettivo utilizzo dell'apparecchio da parte del paziente (in ore).

Allarme elettrodi staccati (solo modello BE-28TC, fornibile su richiesta).

Possibilità di bloccare l'apparecchio, da parte del medico, su di un programma prestabilito.

AVVERTENZE!

E' un dispositivo medico CE.

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. L'apparecchio non deve essere utilizzato nei portatori di "pace makers", nelle donne in stato di gravidanza o in presenza di processi infiammatori delle zone da trattare.

Le unità IntelliSTIM® sono conformi alla direttiva 93/42/CEE quail dispositivi medici di classe IIa.