

PHYSIOLASER 500

14 PROGRAMMI

9 Salute&Rehab – 5 Estetica&Fitness

Il trattamento con **Physiolaser 500** accelera il recupero dei tessuti infiammati, rigenera le cellule e migliora la micro-circolazione

Physiolaser 500 è particolarmente efficace in tutte quelle situazioni dove il tessuto muscolo/articolare è infiammato. L'infiammazione è normalmente causata anche da una ridotta micro-circolazione. A sua volta la riduzione di circolazione riduce la quantità di sangue che arriva alle cellule, causando un danno ischemico.

Riducendo il periodo di ischemia, **Physiolaser 500** riduce la durata della patologia e il dolore che l'accompagna.

Physiolaser 500 velocizza la guarigione e la scomparsa del dolore sia usato da solo, sia insieme ad altre modalità terapeutiche. Permette quindi di ridurre l'uso di analgesici e di antinfiammatori.

Il **Physiolaser 500** favorisce i naturali processi di guarigione del corpo senza causare dolore.


- 9 Programmi salute&Rehab
- 5 Estetica&Fitness

Programmabile: Punti e scansione

I principali effetti terapeutici sono:

- Effetto antinfiammatorio
- Effetto antiedemigeno
- Effetto biostimolante
- Effetto analgesico

Il Physiolaser 500 favorisce i naturali processi di guarigione del corpo.



CE
0476

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo di classe IIb
Laser di Classe IV
Potenza (CEI EN 60825-1): 500 mWatt
Divergenza del fascio: 13°
Tipologia Laser: Ga Al As Diode
Lunghezza fascio: 808
Dimensione spot: 3,5 mm e 11.5mm
Funzionamento: continuo e pulsato
Programmazione: punti e scansione
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTAZIONE

1 Valigetta trasportabile
1 Unità Physiolaser 500
1 Manipolo laser
1 Occhiali paziente
1 Occhiali operatore
1 Manuale di utilizzo
1 Alimentatore

PHYSIOLASER 500

Lista Programmi

Salute

Artrosi
Distorsione caviglia
Dolore Ginocchio
Edema distorsione caviglia
Dolore articolare spalla
Epicondilite
Dolore Cronico mal di schiena
Dolore collo
Tendinopatie

Estetica

Smagliature seno
Cell. Edematosa cosce, fianchi e glutei
Adipe e cellulite diffusa
Smagliature
Cicatrici