


MIO-CARE | TENS

20 PROGRAMMI
oltre 300 modalità applicative




Ideale per chi desidera alleviare o risolvere problematiche collegate al dolore senza ambizioni di rassodamento o aumento della forza muscolare dello sportivo.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- 2 Canali indipendenti
- Onda quadra bifasica compensata
- Tastiera digitale
- Intensità massima 200 mA
- Display retroilluminato
- Clip aggancio cintura
- Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long lasting) a bassa auto scarica
- Dispositivo medico certificato CE 0476



programmi

01-Tens convenzionale (rapido)	11-Prevenzione atrofia
02-Tens endorfinico (ritardato)	12-Atrofia (recupero trofismo)
03-Tens ai valori massimi	13-Dolori mano e polso
04-Antinfiammatorio	14-Stimolazione plantare
05-Cervicalgia / cefalea miotensiva	15-Epicondilite
06-Lombalgia / sciatalgia	16-Epitrocleite
07-Distorsioni / contusioni	17-Periartrite
08-Vascularizzazione	18-Microcorrente
09-Decontratturante	19-Incontinenza da sforzo*
10-Ematomi	20-Incontinenza da urgenza*

Piani trattamento patologie inclusi nel manuale.

* Sonde non incluse

