

L'unico Inalatore dotato di:

- Maniglia di trasporto e tappo di sicurezza antisvitamento
- Ampolla con flusso orientabile
- Contenitore per liquidi e dosatore con incastro antiribaltamento
- Portabottiglia a scomparsa
- Camera miscelazione (Venturi) in acciaio inox



CE 0123

NEW VAPINAL è un inalatore per acque termali con caldaia in acciaio inossidabile funzionante con una resistenza ad alimentazione elettrica 230V.

Per mezzo di ampolla a "principio Venturi", sviluppa ed eroga vapore caldo-umido miscelandolo con i principi di acqua termale contenuti nella bottiglia all'esterno dell'apparecchio.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Ampolla ————— SP 0069
- Ugello Ampolla ————— RE 220002
- Tubo Pescante ————— RE 220003
- Tappo Valvola di Sicurezza ————— SP 0067
- Caraffa raccolta liquidi ————— RE 420004

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V-50Hz
Capacità Caldaia	800 ml
Tempo inizio Vaporizzazione	5 ÷ 8 min
Potenza Assorbita	600 W
Tempo di Inalazione	12 ÷ 15 min
	per 1000 ml di acqua termale
Fusibile	1 x 4A L 250V
Funzionamento	Continuo
Grado di Protezione	IP 21 (EN 60601-1-11)
Peso (senza acqua)	Kg 1.50
Dimensioni (Apparecchio)	cm 25 x 28 x 24
Anni di Garanzia	2
Cartone di Spedizione	3
Luogo di Fabbricazione	Italia

Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

CODICE

RE 420000 ————— NEW VAPINAL (Bottiglia di Acqua Termale non inclusa)