

MAGNUM 3000 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

POTENTE MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE DOTATA DI TANTI PROGRAMMI E FUNZIONI SPECIALI CHE LA RENDONO EFFICACE PER LA CURA DI NUMEROSE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E NEL RECUPERO DOPO INTERVENTI ORTOPEDICI. POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTI LOCALI E TOTAL-BODY.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2 indipendenti

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati

Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

Alimentazione


- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensione | Peso

mm 170x220x60 | gr 1152

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3000 PRO
- 2 Solenoidi flessibili mm 330x110
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5335 MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi flessibili
- Cod. G5643 MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi soft
- Cod. G6034 MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi Pocket P.



CE
0476



EASY PROGRAM



FUNZIONE 1+1



LAST 10



PROGRAMMABILE



OPZIONE NOLEGGIO



RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI



ALIMENTAZIONE A RETE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM 3000 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

ARTROSI/ARTRITE

Artrosi ginocchio

Artrosi cervicale

Artrite

Artrosi

Artrosi mano

Artrosi anca

Artrosi spalla

Artrosi colonna

DOLORE

Algodistrofia - Morbo di Sudeck

Mal di schiena

Dolori articolari

INFIAMMAZIONI

Antinfiammatorio

Tendiniti

Epicondilita

Epitrocleaite

Tunnel carpale

Tendinite spalla

ORTOPEDIA

Post intervento LCA

Lesione cartilagine

Protesi ginocchio

Protesi anca

Fusione spinale

Osteotomia

PATOLOGIE OSSEE

Fratture

Frattura scafoide

Frattura polso

Fratture spalla

Frattura clavicola

Frattura avambraccio

Frattura bacino

Frattura tibia

Frattura femore

Ritardo consolidamento fratture

Frattura con gesso

Osteonecrosi

Osteoporosi

Pseudoartrosi

Edemi ossei

TRAUMI / EDEMI / FERITE

Distorsione caviglia

Edemi-contusioni

Ulcere

PROGRAMMI NOTTURNI

Programma notturno 15Hz

Programma notturno 50Hz

Programma notturno 75Hz

PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA

Programma multifrequenza

Programma 5Hz

Programma 10Hz

Programma 15Hz

Programma 20Hz

Programma 25Hz

Programma 30Hz

Programma 35Hz

Programma 40Hz

Programma 45Hz

Programma 50Hz

Programma 55Hz

Programma 60Hz

Programma 65Hz

Programma 70Hz

Programma 75Hz

Programma 80Hz

Programma 85Hz

Programma 90Hz

Programma 95Hz

Programma 100Hz

Programma 120Hz

Programma 140Hz

Programma 160Hz

Programma 180Hz

Programma 200Hz