

CARROZZINA KOMETA modello M020 – M12 – M20

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5, 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTO-SPINTA MOD. M020

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 998087/R

RIF. COD. ISO:

12.21.06.039/12.24.06.172/12.24.21.115

CODICE PRODOTTO: 700231 - 700233 -

Colore blu
700244
700245

MATERIALE: Carrozzina pieghevole ad auto-spinta a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), esecuzione a “**TELAIO STRETTO**”

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Bracciale regolabile in altezza e estraibile, modello di M20

Linee protetti abito modello M12 (Rif. Cod. ISO 12.24.21.115)

Ruote grandi posizionate sotto il sedile, ingombro massimo cm 55 (Rif. Cod. ISO 12.24.21.115)

Larghezza sedile cm41-43

Colore: Brilliant grey

Optional:

Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza modello M21 (Rif. Cod. ISO 12.24.03.109)



totale	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioni	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Sedile	Altezza Schienale	Peso	Portata massima
Cm 52	Cm 30	Cm 41	Cm 21	Cm 55	Cm 91	Cm 99	Cm 40	Cm 36	Kg 18	Kg 120
Cm 54,5	Cm 30	Cm 43	Cm 21	Cm 55	Cm 91	Cm 99	Cm 40	Cm 36	Kg 18,5	Kg 120

Ruote: Anteriori PU Soft 200 x 50
Posteriori PU Soft 20X1- 3/8”

Capacità di portata kg. 120

CONFORMITA’: Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.