

MAGNUM 3500 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

L'UNICO DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA GLOBUS A QUATTRO CANALI CHE PERMETTE DI TRATTARE CONTEMPORANEAMENTE PIÙ PARTI DEL CORPO OPPURE DUE SOGGETTI DIVERSI. IL MAGNUM 3500 PRO VIENE FORNITO CON UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

26 PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA | 15 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 6 INFIAMMAZIONI | 6 ORTOPEDIA | 3 DOLORE | 3 TRAUMI/EDEMI/FERITE | 3 PROGRAMMI NOTTURNI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale

- 800 Gauss di media totali (per 4 canali)

Frequenza

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati

Funzione 2+2

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 2 canali ciascuno

Alimentazione

- Rete

- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensione | Peso

170x220x60 mm | 820 gr

DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5434

· 1 Valigetta

· 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3500 PRO

· 2 Solenoidi flessibili 300x100 mm

· 2 Solenoidi soft 120x120 mm


· 2 Solenoidi "Pocket Pro" 155x95 mm

· 1 Tappetino "Soft 4" 250x250 mm

· 1 Magnum Test

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



CE
0476



PUNTI FORZA

