

ZEUS

LETTINO ZEUS

Letto a quattro segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia regolabili e foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifugo classe 1IM. Portata max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi di regolazione.

ZEUS BED

Bed four sections electrically adjustable height from 45 to 90 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from +60° to -20° by means of gas-piston with height adjustable armrests and breathing hole. Covering is treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM and washable vinyl. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width and three various adjustment systems.



colori disponibili
colours available

panna



beige

giallo



yellow

arancio



orange

bordeaux



bordeaux

verde



green

blu



blue

grigio



grey

nero



black



sistema elettrico con comandi laterali



sistema di regolazione idraulica



Sponde laterali ribaltabili
Lateral and folding edge



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Coprilettini in spugna colore blu
per lettini larghezza cm. 65 / 80
Towel bedspreads blue colour
for beds width 65 / 80 cm

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Zeus Zeus	190X65X45-90	3002
Zeus a regolazione idraulica Zeus with hydraulic adjustment	190X65X45-90	3002IDR
Zeus con comando laterale Zeus with lateral control	190X65X45-90	3002PC
Zeus large Zeus large	190X80X45-90	3002L
Zeus large a regolazione idraulica Zeus large with hydraulic adjustment	190X80X45-90	3002LIDR
Zeus large con comando laterale Zeus large with lateral control	190X80X45-90	3002LPC

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE Set of four wheels for beds	3009A
SUPPORTO ROTOLO CARTA Roll of paper dispenser	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 Towel bedspread blue colour for beds width 65 cm	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 Towel bedspread blue colour for beds width 80 cm	3020