



Provate la leggerezza dell'essere

Maschera oronasale Amara di Philips Respironics - La massima espressione di prestazioni, *appeal* e semplicità.

PHILIPS
RESPIRONICS

Maschera oronasale Amara di Philips Respironics - La massima espressione di prestazioni, appeal e semplicità.



Leggerezza e semplicità. La rivoluzionaria maschera oronasale **Amara** di **Philips Respironics** sarà sicuramente un successo per personale sanitario, fornitori di assistenza domiciliare e pazienti. Il suo innovativo design modulare è più leggero, più piccolo e ha un numero significativamente inferiore di componenti rispetto alle tradizionali maschere oronasali. È sufficiente un solo clic per smontare e rimontare il cuscinetto dal telaio: una notevole semplificazione per la pulizia e la sostituzione. Philips Respironics ha ridefinito il design della maschera oronasale, rendendola facile da indossare e gradevole da utilizzare. Inoltre, Amara è stata progettata e realizzata per soddisfare tutti gli standard di qualità che Philips applica a tutti i suoi prodotti. **Con Amara si può veramente sperimentare la leggerezza dell'essere.**

Abbiamo elevato i nostri standard di prestazioni, appeal e semplicità.

Per il personale sanitario...

Prestazioni

- Con solo quattro taglie del cuscinetto, progettate per soddisfare le necessità di oltre il 95% dei pazienti, Amara consente di individuare da subito la maschera più adatta.
- Il cuscinetto in silicone flessibile è stato progettato per ridurre i punti di pressione. Contribuendo al comfort dei pazienti, li mantiene ben disposti a seguire la terapia.

Appeal

- Più piccola e più leggera rispetto alle tradizionali maschere oronasali e progettata con una finitura di elevata trasparenza, migliora l'accettazione della terapia.

Semplicità

- Con soli quattro componenti, tra cui un innovativo sistema di regolazione dell'appoggio frontale, Amara semplifica le operazioni di montaggio.
- Poiché tutte le taglie di strutture e cuscinetti sono combinabili, Amara rende la gestione del magazzino più semplice e più agevole.

Per il paziente...

Prestazioni

- Amara è stata progettata per migliorare la qualità del sonno, assicurando elevata tenuta e notevole comfort come tutte le altre nostre maschere oronasali.
- Il regolatore frontale consente di graduare in modo preciso la tenuta della maschera.

Appeal

- Amara è stata progettata per essere la più leggera e confortevole maschera oronasale sul mercato, tenendo sempre presenti le esigenze dei pazienti. Favorirà sicuramente la qualità del sonno.
- Design meno ingombrante.

Semplicità

- Il corretto fissaggio del cuscinetto di Amara viene confermato da un clic.
- Con solo quattro componenti, il montaggio e la pulizia sono semplici e veloci, così da garantire un considerevole risparmio di tempo.

Cuscinetto in silicone fissato con un solo clic.

Il design del cuscinetto riduce i punti di pressione.

Clip di fissaggio rapido della bretella.

Riduce la necessità di continui aggiustamenti della bretella di fissaggio.

Regolatore per la fronte Fine-glide

Otto posizioni selezionabili per una tenuta e una forma ottimali.

Struttura leggera con ingombro minimo.

Più piccola e più leggera delle tradizionali maschere oronasali presenti sul mercato.

Raccordo a gomito rotante di 360°.

Micro valvole espiratorie con sgancio rapido girevole

Design modulare in quattro parti

Design modulare, con cuscinetti intercambiabili disponibili in quattro taglie, per una maggior rapidità di montaggio e pulizia della maschera.



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Dimensioni cuscinetto	Codice
Maschera Amara con valvola espiratoria		
Maschera Amara con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni ridotte	P	1090220
Maschera Amara con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni ridotte	S	1090221
Maschera Amara con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni standard	S	1090222
Maschera Amara con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni standard	M	1090223
Maschera Amara con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni standard	L	1090224
Maschera Amara senza valvola espiratoria		
Maschera Amara SE con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni ridotte	P	1090230
Maschera Amara SE con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni ridotte	S	1090231
Maschera Amara SE con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni standard	S	1090232
Maschera Amara SE con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni standard	M	1090233
Maschera Amara SE con struttura e bretella di fissaggio sul capo entrambi di dimensioni standard	L	1090234

Come contattarci



Per maggiori informazioni visitare il sito Web Amara. È sufficiente leggere il codice OR con un lettore QR del vostro smart phone.

Philips Healthcare è parte di Royal Philips Electronics

Per maggiori informazioni

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Europa, Medio Oriente, Africa
+49 7031 463 2254

America latina
+55 11 2125 0744

America settentrionale
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Assistenza clienti
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Sede internazionale di Philips Respironics
+33 1 47 28 30 82
+86 800 828 6665

Philips Respironics Italia
+39 039 203 1

Philips Respironics Germania
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Francia
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Svezia
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Svizzera
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Regno Unito
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Respironics e Amara sono marchi di Respironics, Inc. e delle sue affiliate.
Tutti i diritti riservati.

Visitate www.philips.com/respironics



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Philips Healthcare si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di interrompere la produzione di qualsiasi prodotto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo e non sarà responsabile per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questa pubblicazione.
ATTENZIONE: la legge federale statunitense limita la vendita di questi dispositivi ad un medico o su prescrizione medica.

Broudy NA 10/25/12 MCI 4105042 PN 1102451