




MODELLO	Pressoterapia Power Q1000 Premium	
<p>CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione 220-240 V 50/60 Hz • Consumo massimo 53W • Tempo regolabile 5÷99 minuti • Pressione regolabile per ciascuna camera di compressione 0÷240 mmHg ±20% • Display grafico LCD • 6 programmi • 9 livelli di velocità del flusso d'aria • 6 intervalli di tempo selezionabili • Peso: 2 Kg 		
<p>Indicata e suggerita per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linfedema • Ematoma • Compressione passiva in patologie venose • Artrite reumatoide • Drenaggio del braccio dopo interventi di mastectomia • Trattamento di ematomi in seguito ad interventi chirurgici • Trattamenti anticellulite in stadio iniziale • Profilassi post-operatoria in interventi di trombosi venosa 		
<p>Power Q1000 Premium è il nuovo sistema di pressoterapia a 4 camere di compressione ideale per uso domiciliare con caratteristiche altamente performanti quali:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione della pressione per ciascuna camera di compressione • Memorizzazione dei parametri impostati • Regolazione della velocità di compressione di ciascuna camera (5,7,9,11,13,15,17,19,21 sec) • Regolazione dell'intervallo di tempo (5,10,15,20,25,30 sec) • 6 diverse modalità di gonfiaggio (mode A₁, mode A₂, mode B, mode C, mode D, mode E(A₁+C)) 		
		
<p>Power Q1000 Premium, grazie alla sua continua azione di gonfiaggio/sgonfiaggio, favorisce la circolazione sanguigna negli arti e aumenta la pressione dei tessuti muscolari indispensabile per la cura di edemi e altre patologie degli arti inferiori e superiori.</p>		

Power Q1000 Premium viene fornita in 5 differenti versioni, a seconda della dotazione di base:

- **POWER Q1000 Premium TOT** – apparecchio comprensivo di corpo macchina, doppio gambale, tubi di raccordo a 2 derivazioni, due plantari pressori, tubi di raccordo a 1 derivazione, bracciale, fascia addominale, adattatore per la terapia simultanea sui 2 gambali e fascia addominale.
- **POWER Q1000 Premium LEG2-ABD** – apparecchio comprensivo di corpo macchina, fascia addominale, tubi di raccordo a 1 derivazione, doppio gambale, tubi di raccordo a 2 derivazioni, adattatore per la terapia simultanea sui 2 gambali e fascia addominale.
- **POWER Q1000 Premium LEG2** – apparecchio comprensivo di corpo macchina, doppio gambale, tubi di raccordo a 2 derivazioni, due plantari pressori.
- **POWER Q1000 Premium LEG1** – apparecchio comprensivo di corpo macchina, gambale singolo, tubi di raccordo a 1 derivazione.
- **POWER Q1000 Premium ARM1** – apparecchio comprensivo di corpo macchina, bracciale, tubi di raccordo a 1 derivazione.

Sono inoltre disponibili come accessori gli estensori per gambali per gambe di ampia circonferenza e l'adattatore per la terapia simultanea sui 2 gambali e sulla fascia addominale.

Misure degli accessori

Gambale

- *Lunghezza: 76 cm circa (da estremo superiore a tallone)*
- *Circonferenza coscia: 65 cm circa*
- *Circonferenza caviglia: 38 cm circa*

Bracciale

- *Lunghezza: 86 cm circa*
- *Circonferenza al bicipite: 50 cm circa*
- *Circonferenza al polso: 36 cm circa*

Fascia addominale

- *Lunghezza: 136 cm circa*
- *Altezza: 46 cm circa*
- *Girovita: 55-110 cm (small) o 80-125 cm (large)*

Power Q1000 Premium è un dispositivo medico di classe IIa (CE1023 in accordo con MDD 93/42/CEE).