

Cod. 854982 (cm 40)
 Cod. 854983 (cm 43)
 Cod. 854985 (cm 46)
 Repertorio DM SSN: 126981/R
 Codice ISO: 12.21.07.006
 12.24.03.163



Indoor

Pratica, per uso interno ed esterno

Carrozzina con telaio pieghevole, realizzata in acciaio con verniciatura epossidica. Estremamente pratica, di facile smontaggio/montaggio per il trasporto in auto. Oltre alla struttura, anche lo schienale si può piegare in due, riducendo ulteriormente l'ingombro.

Esclusivo sistema ammortizzante con sospensioni attive.



- ☒ Velocità regolabile da 0 a 6 km/h
- ☒ Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 40 km c.a.
- ☒ Raggio di sterzata 58 cm
- ☒ Massimo ostacolo o dislivello superabile 12 cm
- ☒ Massima pendenza superabile 12° (kg 113) /10° (kg 136)
- ☒ 2 motori DC 24V. Potenza 180W min, 630W max
- ☒ Joystick (controller) P&G VSI 50A
- ☒ 2 batterie da 12V/50Ah ad acido assorbito, peso 18,5 kg c.a.
- ☒ Caricabatterie da 5A
- ☒ Freno elettromagnetico
- ☒ Ruote anteriori da 8" (200x50) PU
- ☒ Ruote posteriori da 12-1/2" PU, con parafanghi
- ☒ Schienale pieghevole in 2 con sistema a levetta
- ☒ Ruotine anti-ribaltamento

LARGH. SEBILE	PROF. SEBILE	ALTEZZA SCHIENALE	ALT. SEBILE DA TERRA	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA TOTALE	ALTEZZA TOTALE	DIST. SEBILE-PEDANA	PORTATA MAX	PESO SENZA BATTERIA
cm 40/43/46	cm 40	cm 38-48	cm 51	cm 57/59/62	cm 109	cm 110	cm 43	kg 136	kg 37/38/39