

Cod. 855007

Repertorio DM SSN: 126981/R

Codice ISO: 12.21.27.009

12.24.06.157

12.24.06.175

12.24.06.160

12.24.06.163



Overland

6 ruote, con trazione sulle ruote centrali

Telaio in acciaio con verniciatura epossidica, carenatura in ABS. Trazione sulle ruote centrali da 12". Lo schienale e il sedile imbottiti ed anatomici, regolabili in altezza e inclinazione, garantiscono il massimo del confort. Rivestimento ignifugo. Di struttura particolarmente solida, è ideale per le persone estremamente robuste. Le 6 ruote garantiscono grande stabilità.

Antiribaltamento: la pedana può sorreggere il peso di una persona in piedi.



- ☒ Velocità regolabile da 0 a 8 km/h
- ☒ Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 32 km c.a.
- ☒ Raggio di sterzata 53 cm
- ☒ Massimo ostacolo o dislivello superabile 5,6 cm
- ☒ Massima pendenza superabile 8°
- ☒ 2 motori DC 24 V. Potenza 200W min, 575W max
- ☒ Joystick (controller) Dynamic Shark 50
- ☒ 2 batterie da 12V/55Ah ad acido assorbito, peso 18,5 kg c.a.
- ☒ Caricabatterie da 5A
- ☒ Ruote anteriori da 6" x 2" PU
- ☒ Ruote posteriori da 6" x 2" PU
- ☒ Ruote motrici centrali da 12" pneumatiche
- ☒ Barra di torsione posteriore
- ☒ Impianto di illuminazione

LARGH. SEDILE	PROF. SEDILE	ALTEZZA SCHIENALE	ALT. SEDILE DA TERRA	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA TOTALE	ALTEZZA TOTALE	DIST. SEDILE PEDANA	PORTATA MAX	PESO SENZA BATTERIA
cm 56	cm 46	cm 51	cm 56-59	cm 69	cm 90	cm 132	cm 44	kg 205	kg 78