

DATI TECNICI / technical sheet


dim/size : 217x 62 x 18,5 cm
peso/weight : 13,5 kg
portata/max load : 170 kg

**BARELLA BASKET
BASKET STRETCHER**

**93/42/CE
2007/47/CE**

MATERIALI / components

1	CORPO BARELLA <i>stretcher body</i>	polietilene espanso a cellule chiuse <i>polyethylene</i>
2	POGGIA PIEDI AGGIUSTABILE <i>adjustable feet rest</i>	polietilene espanso a cellule chiuse <i>polyethylene</i>
3	STRUTTURA DI RINFORZO <i>reinforced structure</i>	alluminio <i>aluminium</i>
4	CINTURE DI SICUREZZA <i>security belts</i>	poliammide <i>polyamide</i>
5	MATERASSINO <i>mattress</i>	poliuretano espanso <i>polyurethane</i>
6	CINGHIE PER IL TRASPORTO SOSPESO <i>bridle for suspended carriage</i>	poliammide <i>polyamide</i>



6 = CIN004: accessorio a richiesta

cod. BAR018