

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DATI TECNICI / technical sheet | BARELLA PIEGHEVOLE IN 4 PARTI |
| | <i>stretcher foldable in 4 parts</i> |

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 42692

CE 93/42/CEE class 1

2007/47/CE

MATERIALI / components

| | | |
|---|--|---|
| 1 | STRUTTURA ESTERNA <i>external frame</i> | ALLUMINIO ANODIZZATO <i>aluminium anodised</i> |
| 2 | SNODI <i>joint</i> | FERRO ZINCATO <i>zinc-plated iron</i> |
| 3 | TELO PER BARELLA <i>stretcher sheet</i> | POLIESTERE SPALMATO CON PVC <i>PVC spreading polyester</i> |

DIMENSIONI E PORTATA/ dimensions and load capacity

| | |
|--|------------------|
| Dimensioni aperta / <i>open dimensions</i> | 202 x 50 x 10 cm |
| Peso / <i>weight</i> | 6,5 kg |
| Portata nominale / <i>load capacity</i> | 120 kg |
| Portata massima / <i>max load capacity</i> | 150 kg |



cod BAR021

| | |
|---|-----------------|
| PVS S.p.A. - Cassina de Pecchi - Italy | 10/02/10 |
|---|-----------------|