

Carrozzina pieghevole ad autospinta

Doppia crociera - Trasformabile in transito

Dual

Braccioli in PU
ribaltabili ed estraibili

Ruote con
sgancio rapido

Predisposizione per
ruote da Ø 30 cm
Ruotini antiribaltamento

Ruotine di sicurezza



Fronte



Laterale



Retro



Transito

Serie **CP200**

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 60 cm) in alluminio a razzi con sgancio rapido, gomme nere in PU senza camera d'aria, ruotine di sicurezza e ruotine antiribaltamento di serie, doppio foro sulla struttura per trasformazione in carrozzina da transito (Kit Optional). Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 3 cm) regolabili in più posizioni, con forcella in alluminio. Braccioli corti ribaltabili ed estraibili in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Accessori optional



Cod. prodotto **CPA110-45**
Seduta WC da 45 cm



Cod. prodotto **CPA100-40, CPA100-43, CPA100-45, CPA100-50**
Cuscino in gommapiuma h 5 cm



Cod. prodotto **CAR900**
Poggiatesta



Cod. prodotto **CPA500**
Tavolino 55x32 cm
Codice Class. ISO: 12.24.15.109



Cod. prodotto **CPA505**
Tavolino sagomato 58x38 cm
Codice Class. ISO: 12.24.15.112



Cod. prodotto **CPA515**
Tavolino sagomato large 68x57 cm
Codice Class. ISO: 12.24.15.112



Cod. prodotto **CPA151**
Bracciolo elevabile



Cod. prodotto **CBR600**
Asta flebo



Cod. prodotto **CPA120C**
Pedana elevabile cromata - PAIO
Codice Class. ISO: 12.24.03.109



Cod. prodotto **CPA120V**
Pedana elevabile verniciata - PAIO
Codice Class. ISO: 12.24.03.109



Cod. prodotto **CAR605**
Barra antifurto



Cod. prodotto **CPA230**
Kit monoguida



Cod. prodotto **CPA240**
Kit ruote posteriori Ø 30 cm di transito - PAIO



Linea sistemi di contenzione
KOALA



Cod. prodotto **RP245**
Cintura di sicurezza tipo auto
Codice Class. ISO: 12.24.06.136



Cod. prodotto **RP247**
Cintura di sicurezza con fibbia a scatto
Codice Class. ISO: 12.24.06.136

Parti di ricambio



Cod. prodotto **CPR102**
Bracciolo completo - PAIO



Cod. prodotto **CPR111**
Pedana laterale estraibile - PAIO



Cod. prodotto **CPA242**
Ruota posteriore in PU - PAIO



Cod. prodotto **CPR143**
Ruota anteriore in PU - PAIO
Ø 20 x 3 cm



Cod. prodotto **CPR150**
Ruotini antiribaltamento - PAIO

Caratteristiche tecniche

Serie DUAL																	
Codici prodotto	CP200-38				CP200-40				CP200-43				CP200-45				CP200-50
Seduta	38 cm				40 cm				43 cm				45 cm				50 cm
Gomme posteriori	PU senza camera d'aria																
Riferimenti																	
Cod. Class. ISO	12.21.06.039 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.03.118 + 12.24.21.106 + 12.24.21.112 + 12.24.06.175 (solo per CP200-50)																
RDM	1104446																
Dimensione e peso																	
Misure in cm																	
CP200-38																	
CP200-40																	
CP200-43	113	81	42	90	71	49	59		38	41	58	29	17,5	60	20	4	150
CP200-45									40		60						
CP200-50									43		63						
									45		65						
									50		70						