

Carrozzina pieghevole transito

Doppia crociera - Trasformabile in autospinta

Dual!
go!

Braccioli in PU
ribaltabili ed estraibili

Predisposizione per
ruote da Ø 60 cm

Ruote con sgancio
rapido e ruotini
antiribaltamento

Ruotine di sicurezza

Pedane
regolabili

Freno



Serie **CP205**

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 30 cm) in alluminio a razzi con sgancio rapido, gomme nere in PU, doppio foro sulla struttura per trasformazione in carrozzina ad autospinta. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 3 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili ed estraibili in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Accessori optional



Cod. prodotto **CPA110-45**
Seduta WC da 45 cm



Cod. prodotto **CPA100-40, CPA100-43, CPA100-45, CPA100-50**
Cuscino in gommapiuma h 5 cm



Cod. prodotto **CAR900**
Poggiatesta



Cod. prodotto **CPA500**
Tavolino 55x32 cm
Codice Class. ISO: 12.24.15.109



Cod. prodotto **CPA505**
Tavolino sagomato 58x38 cm
Codice Class. ISO: 12.24.15.112



Cod. prodotto **CPA515**
Tavolino sagomato large 68x57 cm
Codice Class. ISO: 12.24.15.112



Cod. prodotto **CPA151**
Bracciolo eievabile



Cod. prodotto **CPA120C**
Pedana eievabile cromata - PAIO
Codice Class. ISO: 12.24.03.109



Cod. prodotto **CPA120V**
Pedana eievabile verniciata - PAIO
Codice Class. ISO: 12.24.03.109



Cod. prodotto **CAR605**
Barra antifurto



Cod. prodotto **CBR600**
Asta flebo



Cod. prodotto **CPA242**
Kit ruote posteriori Ø 60 cm ad autopinta



Linea sistemi di contenzione
KOALA



Cod. prodotto **RP245**
Cintura di sicurezza tipo auto
Codice Class. ISO: 12.24.06.136



Cod. prodotto **RP247**
Cintura di sicurezza con fibbia a scatto
Codice Class. ISO: 12.24.06.136

Parti di ricambio



Cod. prodotto **CPR102**
Bracciolo completo - PAIO



Cod. prodotto **CPR111**
Pedana laterale eievabile - PAIO



Cod. prodotto **CPA240**
Ruota posteriore in PU - PAIO



Cod. prodotto **CPR143**
Ruota anteriore in PU - PAIO



Cod. prodotto **CPR150**
Ruotini antiribaltamento - PAIO

Caratteristiche tecniche

| Serie DUAL GO! | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|------|----|----|---|-----|--|
| Codici prodotto | CP205-38 | | CP205-40 | | CP205-43 | | CP205-45 | | CP205-50 | | | | | | | |
| Seduta | 38 cm | | 40 cm | | 43 cm | | 45 cm | | 50 cm | | | | | | | |
| Gomme posteriori | PU senza camera d'aria | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimenti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Class. ISO | 12.21.06.045 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.03.118 + 12.24.21.106 + 12.24.21.112 + 12.24.06.175 (solo per CP205-50) | | | | | | | | | | | | | | | |
| RDM | 1104466 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensione e peso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misure in cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP205-38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP205-40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP205-43 | 113 | 81 | 42 | 90 | 71 | 49 | 59 | 41 | 57 | 29 | 17,5 | 30 | 20 | 4 | 150 | |
| CP205-45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP205-50 | | | | | | | | | | | | | | | | |