

## Carrozzina pieghevole di transito

**Doppia crociera - Bariatrica**

Plus!  
go!

Braccioli in PU  
ribaltabili

Ruote con  
raggi in plastica

Regolabile  
in inclinazione

Pedane  
regolabili



Serie **CP310**

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori a raggi in plastica, con gomme nere solide. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

## Accessori optional



Cod. prodotto **CPA100-50**  
Cuscino in gommapiuma h 5 cm



Cod. prodotto **CPA500**  
Tavolino 55x32 cm  
Codice Class. ISO: 12.24.15.109



Cod. prodotto **CPA505**  
Tavolino sagomato 58x38 cm  
Codice Class. ISO: 12.24.15.112



Cod. prodotto **CPA515**  
Tavolino sagomato large 68x57 cm  
Codice Class. ISO: 12.24.15.112



Cod. prodotto **CBR600**  
Asta flebo



Cod. prodotto **CPA120C**  
Pedana elevabile cromata - PAIO  
Codice Class. ISO: 12.24.03.109



Cod. prodotto **CPA120V**  
Pedana elevabile verniciata - PAIO  
Codice Class. ISO: 12.24.03.109



Cod. prodotto **CAR605**  
Barra antifurto solo  
seduta 50-55 cm



Cod. prodotto **RP245**  
Cintura di sicurezza tipo auto  
Codice Class. ISO: 12.24.06.136



Cod. prodotto **RP247**  
Cintura di sicurezza con fibbia  
a scatto  
Codice Class. ISO: 12.24.06.136



Linea sistemi di contenzione  
**KOALA**

## Parti di ricambio



Cod. prodotto **CPR103**  
Bracciolo completo - PAIO



Cod. prodotto **CPR111**  
Pedana laterale estraibile - PAIO



Cod. prodotto **CPR132**  
Ruota posteriore in PU - PAIO



Cod. prodotto **CPR141**  
Ruota anteriore in PU - PAIO  
Ø 20X5 cm

## Caratteristiche tecniche

Serie PLUS GO!																
Codici prodotto	CP310-50								CP310-55							
Seduta	50 cm								55 cm							
Gomme posteriori	In PU solide															
Riferimenti																
Cod. Class. ISO	12.21.06.045 + 12.24.06.175 + 12.24.03.118 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.112															
RDM	1104131															
Dimensione e peso																
Misure in cm																
<b>CP310-50</b>	118	87	48	92	76	52	59	50	39	63	52	26	32	20	-	200
<b>CP310-55</b>								55		68						