

Carrozzina pieghevole di transito

Doppia crociera

Go up!

Freno operatore

Schienale pieghevole

Bracciolo in PU ribaltabile ed estraibile

Pedana regolabile



Fronte



Laterale



Retro

Serie **CP520**

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 30 cm), gomme nere in PU. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 3 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili ed estraibili con imbottitura in PU. Schienale pieghevole, freni operatore. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Accessori optional



Cod. prodotto **CPA110-45**
Seduta WC da 45 cm



Cod. prodotto **CPA100-40, CPA100-43, CPA100-45**
Cuscino in gommapiuma h 5 cm



Cod. prodotto **CAR900**
Poggiatesta



Cod. prodotto **CPA605**
Barra antifurto



Cod. prodotto **CPA500**
Tavolino 55x32 cm
Codice Class. ISO: 12.24.15.109



Cod. prodotto **CPA505**
Tavolino sagomato 58x38 cm
Codice Class. ISO: 12.24.15.112



Cod. prodotto **CPA151**
Bracciolo elevabile - PAIO



Cod. prodotto **CPA120C**
Pedana elevabile cromata - PAIO
Codice Class. ISO: 12.24.03.109



Cod. prodotto **CPA120V**
Pedana elevabile verniciata - PAIO
Codice Class. ISO: 12.24.03.109



Cod. prodotto **CBR600**
Asta flebo



Cod. prodotto **CRP245**
Cintura di sicurezza tipo auto
Codice Class. ISO: 12.24.06.136



Cod. prodotto **RP247**
Cintura di sicurezza con fibbia a scatto
Codice Class. ISO: 12.24.06.136



Linea sistemi di contenzione
KOALA

Parti di ricambio



Cod. prodotto **CPR102**
Bracciolo completo - PAIO



Cod. prodotto **CPR111**
Pedana estraibile - PAIO



Cod. prodotto **CPR131**
Ruota posteriore in PU - PAIO



Cod. prodotto **CPR143**
Ruota anteriore in PU - PAIO

Caratteristiche tecniche

| Serie GO UP! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----|----|-----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|------|-----------------|----|---|-----|--|
| Codici prodotto | CP520-40 | | | | CP520-43 | | | | CP520-45 | | | | CP520-48 | | | | |
| Seduta | 40 cm | | | | 43 cm | | | | 45 cm | | | | 48 cm | | | | |
| Gomme posteriori | PU senza camera d'aria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Class. ISO | 12.21.06.045 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per CP520-48) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RDM | 1104526 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensione e peso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misure in cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP520-40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP520-43 | 93 | 64 | 42 | 100 | 72 | 48 | 52 | 40 | 46 | 55 | 20 | 17,5 | 30 | 20 | - | 150 | |
| CP520-45 | | | | | | | | 43 | | 58 | | | | | | | |
| CP520-48 | | | | | | | | 45 | | 60 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 48 | | 63 | | | | | | | |