

Jazz S50

Carrozzina standard

La carrozzina Jazz S50 è una giusta combinazione tra caratteristiche, comfort e qualità Vermeiren.

Maniglie di spinta ergonomiche












Braccioli ribaltabili ed estraibili, a scrivania B03 oppure regolabili in altezza B05










Pedane regolabili ed estraibili B06

Ruote posteriori fisse oppure ad estrazione rapida con rotelline per ascensore



Dati tecnici Jazz S50

|  larghezza totale |  larghezza sedile |  larghezza da piegata |  inclinazione sedile |  altezza bracciolo |  altezza sedile |  altezza totale |  lunghezza totale |  profondità sedile |  altezza schienale |  portata massima |
|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| 565 | 390 | 290 | 5° | 220 | 500 | 935 | 1120 | 450 | 420 | 130 |
| 615 | 440 | 290 | 5° | 220 | 500 | 935 | 1120 | 450 | 420 | 130 |
| 635 | 460 | 290 | 5° | 220 | 500 | 935 | 1120 | 450 | 420 | 130 |

|  peso |  stabilità statica in salita |  stabilità statica in discesa |  superamento degli ostacoli |  diametro di sterzata minimo |  diametro delle ruote diretrici |  diametro delle ruote posteriori |  colori |  C27 azul |
|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 16,6 | 10° | 15° | 60 | 1820 | 200 | 24" | | |

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15mm e 1,5kg).

È la carrozzina ad adeguarsi a voi, non il contrario

La carrozzina è stata sviluppata per essere un ausilio adattabile alle esigenze individuali, garantendo anche estetica e praticità. All' interno di tale evoluzione la Vermeiren ricopre un ruolo importante.

Il nostro principio di base è che la carrozzina si deve adattare a Voi e non il contrario, ecco perché le nostre carrozzine sono modulari.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati e dotate di numerosi accessori intercambiabili tra di loro. Questo è il risultato delle nostre attività di ricerca e di 57 anni di esperienza.

La vostra garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, la carrozzina Jazz S50 soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei

Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Italia

Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17

www.vermeiren.it - info@vermeiren.it



VERMEIREN
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.

