



PERISPHERA® - AT

Sonda vaginale a 4 elettrodi, per la rieducazione perineale, mediante elettrostimolazione e biofeedback EMG

Indicata per il trattamento di pazienti con accesso vaginale limitato o affette da vaginismo. Il diametro di appena 11 mm e la particolare disposizione degli elettrodi laterali permette di stimolare agevolmente i muscoli peri-vaginali. La flangia posteriore, destinata alla regolazione della profondità d'inserimento e alla determinazione dell'orientamento, può essere completamente sfilata.

I 4 elettrodi (2 anteriori e 2 posteriori) possono essere collegati a due canali separati di stimolazione oppure ad un unico canale (mediante appositi adattatori filari ad "Y").

