




PERISPHERA® - O

Sonda vaginale a 2 elettrodi, per la rieducazione perineale, mediante elettrostimolazione e biofeedback EMG

Caratterizzata da due elettrodi di forma sferica, è destinata alla stimolazione globale, indifferenziata e simultanea dei muscoli pubo-rettale e pubo-coccigeo, indipendentemente dall'orientamento di inserimento in vagina. La grande superficie di stimolazione, determinata dall'area dei due elettrodi sferici, permette il reclutamento ottimale dei gruppi muscolari coinvolti nel controllo della continenza.



La sonda vaginale PERISPHERA®-O è adatta alla terapia su lettino e può essere utilizzata sia dal professionista che direttamente dalla paziente.

La particolare forma costruttiva, oltre a garantire un perfetto adattamento anatomico con le pareti vaginali, ne consente un'agevole introduzione ed una confortevole ritenzione da parte della paziente.