

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
RB Cavo	00071N	100/200kg	50/100g	275 x 295mm

Accessori inclusi: Alimentatore, RS 232, livella, piedini regolabili, gomma antiscivolo, garanzia 2 anni.

OPTIONAL	CODICE	SERVIZI:	CODICE
Batterie ricaricabili 7.2V 2000Ah durata 40 ore	BAME01	Omologazione	AOMOL
HR1 Statimetro portatile 15~210 cm	00051B	Certificato prove elettriche	APREL
Borsa imbottita per trasporto	00157C	Certificato taratura accredia	ACOSIT
		Estensione garanzia 5 anni	AGAES

FUNZIONI

Peso, Tara modalità peso Mamma/Bambino, blocco del peso, indice massa corporea (BMI), azzeramento automatico, Autoff programmabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CND - Repertorio:	V0399 - 675867
Omologazioni:	Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III e Dispositivi medici MDD Classe di rischio I m, con funzione di misura.
Struttura:	Base in alluminio verniciato con pedana antiscivolo in metallo verniciato. Visore in ABS a tripla lettura collegato alla base con cavo lunghezza 2 metri. Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo.
Dimensioni mm:	Totale (w)275x(L)295(h)80 / Base (w)275x(L)295x (h)55; Visore ø (w) 215 x (L)180, cavo 2 metri.
Visore:	1° Display peso a 5 cifre LCD 20mm; 2° display Altezza/BMI multiriga a 3 cifre LCD 12mm.
Alimentazione:	Alimentatore esterno o batterie ricaricabili non incluse (durata 40 ore)
Packaging:	1pcs Dimensioni (w)350 x (L)600 x (h)110mm, Peso netto 4,5kg, peso lordo 5,4kg.

Pedana compatta
275x295mm



Visore a tripla lettura
Peso Altezza BMI



RB-L Portatile
Borsa semplice trasporto