

SINCE 1966
MADE IN ITALY

Aspira

by **FLAEM**®




Aspiratore chirurgico professionale *Professional surgical aspirator*

Apparecchio per uso medico e chirurgico utilizzabile nelle strutture di assistenza sanitaria quali gli ospedali, nella terapia domiciliare, per aspirazione faringea e tracheotomia permanente.
Suction unit for medical and surgical use. Suitable for use in health care facilities such as hospitals, for home care, for pharyngeal suctioning and permanent tracheotomy.

Disponibile in tre versioni di flusso da 11, 13.5 e 20 l/min'
Available in three flow versions of 11, 13.5 and 20 l / min'

www.flaem.it



Regolazione del livello
di depressione
Suction level regulation

L'aspiratore ASPIRA è dotato del sistema brevettato Flaem ASPICONFORT, il medico può regolare con precisione l'effetto dell'aspirazione ottenendo così un'applicazione nel massimo confort.

Flaem's continuous innovation has released a patented suction control system, ASPICONFORT, this enables the doctor to regulate the suction effect with a high degree of precision in order to ensure the best possible comfort.



| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES | | 11 l/min' | 13.5 l/min' | 20 l/min' |
|--|---|--|--|--|
| Mod: | | P1211EM/11 I | Mod. P1211EM/13.5 I | Mod. P1211EM/20 I |
| Codice / Code | | AS11P00 | AS01P00 | AS20P00 |
| Barcode | | 8 018294 014018 | 8 018294 011321 | 8 018294 011895 |
| Uso / Use | | Continuo / Continuous | Continuo / Continuous | Continuo / Continuous |
| Alimentazione/potenza Operating voltage/power | | 230V~ 50Hz 140VA | 230V~ 50Hz 210VA | 230V~ 50Hz 210VA |
| Rumorosità (a 1 m) Sound level (at 1 m) | | 56 dB (A) approx. | 56 dB (A) approx. | 56 dB (A) approx. |
| Dimensioni (LxPxH) Dimensions (length x width x height) | | 32,5 x 12 x 23.5 cm 12.8 x 4.72 x 9.25 in | 32,5 x 12 x 23.5 cm 12.8 x 4.72 x 9.25 in | 32,5 x 12 x 23.5 cm 12.8 x 4.72 x 9.25 in |
| Peso / Weight | | 2,3 Kg / 2.3 Kg - 5.1 lb | 2,4 Kg / 2.4 Kg - 5.3 lb | 2,4 Kg / 2.4 Kg - 5.3 lb |
| Omologazioni Approvals | Norma di riferimento: ISO 10079-1 aspiratori azionati elettricamente. In compliance with: ISO 10079-1 electrically powered suction equipment | | | |
| | Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC / In compliance with 93/42/ EEC Medical Device Directive | CE 0051 | CE 0051 | CE 0051 |
| Imballo / Master carton | | n° 2 pz. / 2 piece | n° 2 pz. / 2 piece | n° 2 pz. / 2 piece |
| Garanzia / Warranty | | 3 ANNI Please refer to your local dealer | 3 ANNI Please refer to your local dealer | 3 ANNI Please refer to your local dealer |

ACCESSORI OPZIONALI (RICAMBIABILI) ACCESSORIES (SPARE PARTS)

| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| SINGLE PATIENT USE - Cod. ACO727P | DURABLE - Cod. ACO728P | | |
| | | | |
| Vaso di raccolta secreti lavabile, da 800 ml, completo di tubi di collegamento, filtro e comando manuale del flusso aspirato Washable 800 ml collection jar with connection tubes, filter and manual suction regulator | Vaso di raccolta secreti lavabile, da 1000 ml, completo di tubi di collegamento, filtro e comando manuale del flusso aspirato Washable 1000 ml collection jar with connection tubes, filter and manual suction regulator | Portavaso aggiuntivo Additional jar holder | Borsa da trasporto Carrying bag |



Fabbricante/Manufacturer:
FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. Martino della Battaglia
(Brescia) - Italy
Tel (39) 030.9910168
Fax (39) 030.9910287
info@flaemnuova.it



www.fluem.it

800 236622
NUMERO VERDE | SERVIZIO CLIENTI FLAEM