

Rev. 02
Giugno 2010

LifeMED

Scheda tecnica

LF-100

Sfigmomanometro ad aneroide con
manometro asportabile

INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
LF-100 - A	Sfigmomanometro ad aneroide con manometro asportabile sul bracciale - Arancione
LF-100 - B	Sfigmomanometro ad aneroide con manometro asportabile sul bracciale - Blu
LF-100 - N	Sfigmomanometro ad aneroide con manometro asportabile sul bracciale - Nero
LF-100 - R	Sfigmomanometro ad aneroide con manometro asportabile sul bracciale - Rosso
LF-100 - V	Sfigmomanometro ad aneroide con manometro asportabile sul bracciale - Verde

Indicazioni	
Produttore	INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia
CND	C9006
Repertorio	14887/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro sul bracciale.

Sistema di misura con camera d'aria a 2 tubi (1 tubo diretto alla monopalla – 1 tubo diretto al manometro).

Quadrante a due colori per una migliore visione dei valori, diametro 43 mm.

Manometro protetto da eccessiva pressione.

Valvola di regolazione aria completamente in metallo.

Bracciale per adulti realizzato in nylon con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

l'avvolgimento.

Manometro

- chassis in lega di zinco
- meccanismo in rame
- quadrante graduato in alluminio
- lancetta antimagnetica in lega di bronzo e stagno
- anello di protezione in rame
- lente protezione quadrante in plastica

Bracciale

- fodera in nylon con cuciture
- velcro
- anello metallico cromato
- camera d'aria, tubi e monopalla in poliuretano – latex free

Accessori presenti all'interno della confezione

LF-100
Bracciale adulti latex free e monopalla
Custodia di trasporto

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Range di pressione di gonfiaggio:	0-300 mmHg
Pressurizzazione:	Manuale mediante monopalla

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

Codice	Descrizione	Dimensioni	Colore
LF-001	Bracciale per adulti	52 x 14	Blu
LF-002	Bracciale per adulti obesi	62 x 17	Blu
LF-003	Cosciale	80 x 21	Blu
LF-004	Bracciale per bambini	38 x 7	Blu
LF-005	Bracciale per infanti	33 x 5	Blu
LF-006	Bracciale per neonati	25 x 4,5	Blu

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142