

Rev. 02
Giugno 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

LF-1100

Sfigmomanometro ad aneroide con
grande quadrante

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
LF-1100	Sfigmomanometro ad aneroide su stativo a rotelle - Blu

Indicazioni	
Produttore	INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia
CND	C9006
Repertorio	15544/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide modello su stativo a rotelle.

Sistema di misura con camera d'aria a 2 tubi (1 tubo diretto alla monopalla – 1 tubo diretto al manometro).

Grande quadrante orientabile, di diametro 140 mm con scala graduata a 2 colori.

Manometro protetto da eccessiva pressione.

Valvola di regolazione aria completamente in metallo.

Bracciale per adulti realizzato in nylon con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare l'avvolgimento.

Manometro

- chassis in materiale plastico ABS
- meccanismo in rame
- quadrante graduato in alluminio
- lancetta antimagnetica in lega di bronzo e stagno

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- anello di protezione cromato
- lente protezione quadrante in plastica

Bracciale

- fodera in nylon con cuciture
- velcro
- anello metallico cromato
- camera d'aria, tubi e monopalla in poliuretano – latex free

Accessori presenti all'interno della confezione

LF-1000
Bracciale adulti latex free e monopalla
Custodia di trasporto

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Range di pressione di gonfiaggio:	0-300 mmHg
Pressurizzazione:	Manuale mediante monopalla

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori

Codice	Descrizione	Dimensioni	Colore
LF-000	Bracciale per adulti	52 x 14	Blu
LF-002	Bracciale per adulti obesi	62 x 17	Blu
LF-003	Cosciale	80 x 21	Blu
LF-004	Bracciale per bambini	38 x 7	Blu
LF-005	Bracciale per infanti	33 x 5	Blu
LF-006	Bracciale per neonati	25 x 4,5	Blu