

Rev. 02
Giugno 2010

LifeMED

Scheda tecnica

LF-130

Sfigmomanometro ad aneroide per
automisurazione

INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
LF-130	Sfigmomanometro ad aneroide con manometro asportabile sul bracciale, con fonendoscopio incorporato - Blu

Indicazioni	
Produttore	INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia
CND	C9006
Repertorio	15519/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro sul bracciale e testina fonendoscopio piatta incorporata sul bracciale.

Sistema di misura con camera d'aria a 2 tubi (1 tubo diretto alla monopalla – 1 tubo diretto al manometro).

Quadrante a due colori per una migliore visione dei valori, diametro 43 mm.

Manometro protetto da eccessiva pressione.

Valvola di regolazione aria completamente in metallo.

Bracciale per adulti realizzato in nylon con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare l'avvolgimento.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Manometro

- chassis in lega di zinco
- meccanismo in rame
- quadrante graduato in alluminio
- lancetta antimagnetica in lega di bronzo e stagno
- anello di protezione in rame
- lente protezione quadrante in plastica

Bracciale

- fodera in nylon con cuciture
- velcro
- camera d'aria, tubi e monopalla in poliuretano – latex free

Fonendoscopio

- testina in alluminio
- membrana in plastica
- tubo in gomma latex free
- archetto in metallo cromato
- olive auricolari in plastica dura

Accessori presenti all'interno della confezione

LF-130
Bracciale adulti con fonendoscopio latex free e monopalla
Custodia di trasporto

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Range di pressione di gonfiaggio:	0-300 mmHg
Pressurizzazione:	Manuale mediante monopalla

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

Codice	Descrizione	Dimensioni	Colore
LF-007	Bracciale per adulti con testina stetoscopio	52 x 14 cm	Blu

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142