

∴ **HEINE mini 3000®**

Massima qualità, dimensioni ridotte – con gli strumenti tascabili HEINE.



∴ HEINE mini 3000®

La linea completa di strumenti diagnostici compatti di alta qualità dal design moderno ed esclusivo.



COSI' MINI, COSI' GRANDE. La serie "mini" è la linea di strumenti tascabili e compatti HEINE con le stesse caratteristiche di alta qualità degli strumenti HEINE "full-size" della linea professionale. Questi strumenti sono caratterizzati da un design innovativo e compatto, con prestazioni diagnostiche complete per la massima sicurezza nelle diagnosi. Spegnimento automatico quando si agganciano al taschino, elevata stabilità e manifattura di alta qualità.

**MANEGGEVOLI
E COMPATTI.**

Grande non sempre significa migliore. Nella serie mini 3000 sono il design esclusivo, ergonomico ed attraente a determinare la superiorità qualitativa. Il risultato è una eccezionale maneggevolezza in tutte le indagini mediche.

COMPATTO E SICURO.

Il nostro obiettivo più importante quando abbiamo sviluppato la serie mini 3000 era quello di ottimizzare le caratteristiche tecniche e migliorare le prestazioni. Abbiamo raggiunto questo attraverso innovative migliori e ottimizzando la tecnologia delle lenti delle lampadine alogene XHL Xenon per una più accurata qualità diagnostica.

**DESIGN MODERNO ED
ESCLUSIVO.**

La Qualità incontra il Design. Nella serie mini 3000 questa definizione è assolutamente perfetta. Oltre al design moderno infatti, le materie plastiche speciali utilizzate garantiscono la massima resistenza e il minimo peso. Inoltre, la serie "mini" soddisfa qualsiasi aspettativa in termini di funzionalità e prestazioni.



HEINE mini 3000®
MANICO A BATTERIE

HEINE mini 3000®
OFTALMOSCOPIO

HEINE mini 3000®
FOCALUX

HEINE mini 3000®
PORTA-ABBASSALINGUA

Manico a batterie compatto.
Compatibile con tutti gli
strumenti mini 3000.



Manico a batterie innovativo e compatto dal design pregiato e moderno.

- ✦ **Pregiata struttura in lega al cromo / plastica arricchita.** Antiurto, robusta, a presa sicura.
- ✦ **Forma ovale, compatta ed elegante.** Ergonomica.
- ✦ **Clip con interruttore integrato acceso / spento.** Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
- ✦ **Base svitabile.** Per un facile cambio delle batterie.
- ✦ **Connessione in metallo.** Lunga durata.
- ✦ **Compatibile con tutti gli strumenti mini 3000.** Versatile.
- ✦ **Batterie sostituibili.** Grandezza AA, o optional batteria ricaricabile con caricatore mini NT.

Valido oftalmoscopio con diaframma con stellina di fissazione. Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente ed un'immagine brillante.
- ✦ **5 diaframmi.** Tutte le funzioni più importanti sono presenti, inclusa la stellina di fissazione.
- ✦ **Range di correzione:** da -20 D a +20 D.

Moderna lampada per oftalmoscopia dal design compatto, a luce focalizzabile per l'esame del segmento anteriore dell'occhio e per oftalmoscopia indiretta.

- ✦ **Peso e dimensioni contenuti.** Particolarmente adatto per le visite a domicilio.
- ✦ **Luce focalizzabile sulle pupille del paziente.** Buona illuminazione del fondo anche in presenza di pupille in miopia.
- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca ad elevata intensità luminosa per un'immagine chiara del fondo oculare.
- ✦ **Lente da +3 D applicabile.** Facilità nell'accomodazione, ingrandimento dell'immagine.

Porta-abbassalingua con espulsore per abbassalingua monouso HEINE.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca concentrata. Ottimale illuminazione della cavità oro-faringea.
- ✦ **Con espulsore dell'abbassalingua.** Evita il contatto dopo l'uso.
- ✦ **Solida costruzione in metallo.** Robusto e di lunga durata.
- ✦ **Solo per abbassalingua monouso HEINE.**

HEINE mini3000®
COMBILAMP



HEINE mini3000®
PORTASPECCHIETTO
LARINGEO



HEINE mini3000®
OTOSCOPIO A
FIBRE OTTICHE (F.O.)



HEINE mini3000®
OTOSCOPIO



HEINE mini3000®
DERMATOSCOPIO



Lampada tascabile con porta-abbassalingua integrato. Tascabile, robusta e durevole.

- ✦ **Multifunzionale.** Illuminatore diagnostico e supporto per abbassalingua di legno e monouso HEINE.
- ✦ **Lampadina alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce chiara e concentrata.

Portaspecchietto laringeo versatile e robusto.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Ottimale illuminazione della cavità oro-faringea.
- ✦ **Solida costruzione in metallo.** Robusto e di lunga durata.

Otoscopio con illuminazione a fibre ottiche (F.O.)

- ✦ **Illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.) con tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo.
- ✦ **Finestrella di visione con ingrandimento 3x** e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi.
- ✦ **Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.** Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.
- ✦ **Raccordo per monopalla.** Per test pneumatico del timpano.

Otoscopio con illuminazione diretta.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
- ✦ **Finestrella di visione con ingrandimento 3x** e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi.
- ✦ **Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.** Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.

Dermatoscopio con ottica di qualità. Ingrandimento 10x con regolazione della messa a fuoco.

- ✦ **Ingrandimento 10x.** Grande campo, ricchezza di dettagli.
- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
- ✦ **Dettagliato compendio con atlante fotografico incluso.** Facilita la diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate.

HEINE mini3000®
CLIP LAMP

HEINE mini-c®
CLIP LAMP

HEINE mini-c® / mini 3000®
CLIP LAMP CON
ILLUMINATORE
AURICOLARE

HEINE miniNT®
SET CARICATORE E ADATTATORE



Lampada tascabile robusta e resistente dal design compatto e moderno con testina cromata. Luce chiara e concentrata grazie alla nuova lampadina alogena allo Xenon XHL a forma di lente.

- ❖ **Lampada tascabile ovale, attraente e compatta.** Ergonomica.
- ❖ **Lampadina alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce chiara e concentrata.

Lampada tascabile maneggevole e durevole con testina cromata. La Clip Lamp mini-c è compatibile solo con il manico mini-c.

- ❖ **Luce tascabile ovale, attraente e compatta.** Ergonomica.
- ❖ **Lampadina alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce chiara e concentrata.
- ❖ **Pregiata struttura in lega al cromo / plastica arricchita.** Antiurto, robusta, a presa sicura.
- ❖ **Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.**
- ❖ **Batterie sostituibili.** Grandezza AAA.

Clip Lamp con illuminatore auricolare per otoplastica. L'illuminatore è usato per assicurare il corretto posizionamento dell'apparecchio acustico.

Set caricatore miniNT 2,5V

Composto da caricatore miniNT, 2 batterie ricaricabili miniNT e 2 basi chiusura per il manico ricaricabile mini3000. Con questo set, esistenti manici mini3000 possono essere aggiornati nel sistema ricaricabile da 2,5V. Optional: Set adattatore per mini2000. Caricatore miniNT: Larghezza 112mm, Altezza 50mm, Profondità 52mm, Peso 270g.

- ❖ **Design innovativo e compatto.** Pratico e salva spazio.
- ❖ **Due comparti di ricarica indipendenti.** Totale funzionalità per uno o due manici contemporaneamente. Due manici possono essere caricati nello stesso momento.
- ❖ **Carica veloce.** 4 ore per caricare una batteria ricaricabile NIMH 2,5V.
- ❖ **Carica automatica.** Indipendente dallo stato di carica della batteria. Garantisce una più lunga durata della batteria.
- ❖ **Nessun rischio di sovraccarica.** Il caricatore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente carica.
- ❖ **Display dello stato di carica.** La luce lampeggia dal comparto di carica per confermare il caricamento in corso.

Prego notare:












Idoneo solo per batterie ricaricabili mini 2,5V NIMH.

➤ **HEINE mini 3000®**

NUOVO: Set caricatore mini NT per mini 3000.



[HEINE mini 3000®]

		2,5 V
	Otoscopio mini 3000 a F.O. con manico a batterie, con 4 speculum riutilizzabili e cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm, con batterie	D-001.70.120
	con manico a batterie mini3000, con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm, con batterie	D-001.70.110
	con lampadina, senza manico e senza accessori	D-001.70.106
	Raccordo per monopalla	D-000.80.101
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.105
	Otoscopio mini 3000 con manico a batterie, con 4 speculum riutilizzabili e cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm, con batterie	D-001.70.220
	con manico a batterie mini3000, con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm, con batterie	D-001.70.210
	con lampadina, senza manico e senza accessori	D-001.70.206
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.110
	Portaspecchietto laringeo mini 3000 con specchietto piano Ø 20mm, senza manico	D-001.77.101
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.057
	Porta-abbassalingua mini 3000 con manico a batterie mini3000 e 5 abbassalingua monouso, con batterie	D-001.74.118
	Porta-abbassalingua, senza manico	D-001.74.100
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.037
	Clip Lamp mini-c completa di manico, con 2 batterie AAA, in blister	D-001.73.109
	con Illuminatore auricolare, completa di manico con 2 batterie AAA, in blister	D-001.73.103
	Illuminatore auricolare per mini-c Clip Lamp, confezione blister da 6 pezzi	D-000.73.105
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.108
	Clip Lamp mini 3000 completa con manico a batterie mini3000, con batterie	D-001.73.131
	Clip Lamp mini3000, sola testina (per connessione al manico a batterie mini3000) senza manico	D-001.73.130
	Illuminatore auricolare per Clip Lamp mini3000, confezione blister da 6 pezzi	D-000.73.105
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.107
	Combilamp mini 3000 con manico a batterie mini3000 e con 5 abbassalingua monouso, con batterie	D-001.76.120
	con lampadina, senza manico	D-001.76.101
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.107
	Oftalmoscopio mini 3000 con manico a batterie mini3000, con batterie	D-001.71.120
	senza manico	D-001.71.105
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.106
	Lampada Focalux mini 3000 con lente +3 D, con manico a batterie mini3000, con batterie	D-001.72.141
	senza lente, con manico a batterie mini3000	D-001.72.139
	senza lente, senza manico a batterie mini3000	D-001.72.100
	Lente +3 D, sola	C-000.14.109
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.042
	Dermatoscopio mini 3000 con piastrina di contatto, manico a batterie mini3000 e 10 ml di olio per dermatoscopia, con batterie	D-001.78.107
	con piastrina di contatto e lampadina, senza manico	D-001.78.106
	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.109
	Manico a Batterie mini 3000 con due batterie IEC LR6 (AA)	D-001.79.021


[HEINE mini 3000®]

	2,5 V
Set caricatore mini NT per mini 3000 miniNT Ladegerät, 2 NiMH 2Z Ladebatterien, 2 Bodeneinheiten für mini 3000 Ladegriff	X-001.99.485
batteria ricaricabile NiMH 2Z	X-001.99.487
Set adattatore mini NT per mini 2000 2 Bodeneinheiten für mini 2000, 2 Reduziereinsätze	X-001.99.491

Prego notare: per convertire un manico **mini 2000** in ricaricabile, prego ordinare X-001.99.485 e X-001.99.491 insieme.

[SET HEINE mini 3000®]

Orl Set Diagnostici mini 3000 Set D-851 completo con Otoscopio mini 3000 a fibre ottiche (F.O.), 4 speculum riutilizzabili, 10 speculum monouso AllSpec, in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie come sopra, ma con Otoscopio mini 3000	D-851.10.021 D-851.20.021
Set Diagnostici per Oftalmologia mini 3000 Set D-852 completo con Oftalmoscopio mini 3000 in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie	D-852.10.021
Set Diagnostici mini 3000 Set D-854 completo con Oftalmoscopio mini 3000, Otoscopio mini 3000, Combilamp mini 3000, specchietto retto mini 3000 con specchietti piano e concavo, 4 speculum riutilizzabili, in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie come sopra, ma con speculum nasale, 10mm Ø	D-854.10.021 D-853.10.021
Set D-873 completo con Oftalmoscopio mini 3000, Otoscopio mini 3000 a F.O., 1 set = 4 speculum riutilizzabili, cad. 5 speculum monouso AllSpec da 2,5 e 4 mm Ø, in astuccio rigido con 2 manici a batterie mini 3000 con batterie come sopra, ma con Otoscopio mini 3000	D-873.11.021 D-873.21.021
Speculum riutilizzabili (neri) per Otoscopi mini 3000 e mini 3000 F.O. 1 set = 4 speculum riutilizzabili SANALON S (2,4 – 5 mm Ø)	B-000.11.111
Speculum riutilizzabili 2,4 mm Ø	B-000.11.107
Speculum riutilizzabili 3,0 mm Ø	B-000.11.108
Speculum riutilizzabili 4,0 mm Ø	B-000.11.109
Speculum riutilizzabili 5,0 mm Ø	B-000.11.110
Speculum nasale riutilizzabili 10 mm Ø	B-000.11.143
Speculum monouso AllSpec (grigi) per Otoscopi mini 3000 e mini 3000 F.O. Confezione da 1000 pezzi Ø 2,5 mm (bambini)	B-000.11.128
idem, Ø 4 mm (adulti)	B-000.11.127
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 2,5 mm (bambini)	B-000.11.151
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 4 mm (adulti)	B-000.11.150
Dispenser per Speculum AllSpec	B-000.11.148



■ FILIALI HEINE
■ RAPPRESENTANTI HEINE

Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

GERMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03,
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367- 4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstraße 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

ITALIA

INTERMED S.R.L.
Attrezzature e Strumenti Medicali
Via della Pace 21
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
E-Mail: info@intermeditalia.it

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Distributore Autorizzato

11/11. A-000.00.235 i

