



SCHEDA TECNICA

Codice/cod.	MAS021
Prodotto:	Mascherina FF2 NR EN149
Contenuto confezione:	Imbustata singolarmente; imballo da 500 pezzi
Categoria DPI	Terza
CODE/UE	CE/UE 10204S



Caratteristiche tecniche

Respiratore in polipropilene monouso, pieghevole verticalmente. Adattatore nasale esterno metallico, doppio elastico a 4 punti di ancoraggio, prive di lattice, PVC e silicone.

Confezionata singolarmente in busta richiudibile

Norme di riferimento

EN149:2001 +A1:2009 – Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschera filtrante contro particelle – Requisiti, prove, marcatura.

Prestazioni /livelli

EN 149:FFP2 NR

Altre Informazioni

Per le istruzioni, per l'impiego, lo stoccaggio, la pulizia e manutenzione, la durata e termine di scadenza, marcatura, avvertenze e limitazioni, leggere attentamente il contenuto della nota informativa allegata al DPI.