



MIX II

BILANCIA DI PRECISIONE TASCABILE

TASCABILI



Modello	Codice	Portata Max	Divisione	Dimensioni mm
MIX II 200g	01077EC	500g	0.1g	(W)125x(L)80x(H)18 Piano pesatura 68x62

FUNZIONI

Tara, Unità misura(g, ct, ozt, dwt, ct, GN) Calibrazione esterna, Segnale di batterie scarse, Autooff

CARATTERISTICHE

Struttura in ABS cromato.

PIATTO ACCIAIO INOX con tastiera impermeabile. Coperchio protettivo apribile 180°.

Display: Grande display 4 cifre retroilluminato

Alimentazione: Batterie alcaline incluse

Peso circa 200g