

SEDIA PER DOCCIA E WC MOD. BLULINE 2

SCHEDA TECNICA

Produttore: Mediland Srl - V.le delle Industrie 5 – 20020 Arese (MI)

Descrizione: Sedia per la doccia e per il WC (da comodo)

Codice ISO: 09.12.03.012

Codice CND: Y091203

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005):
1354822/R

Cod. Prodotto:

856202 seduta cm 44

su richiesta seduta cm 40

su richiesta seduta cm 50

su richiesta seduta cm 55



DESCRIZIONE

Sedia da comodo/doccia con ruote, utilizzabile per i servizi doccia e WC.

Realizzata in duralluminio verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione.

Schienale e sedile rigidi, imbottiti in PU SOFT idrorepellente, estraibili.

Braccioli ribaltabili posteriormente con imbottitura di appoggio realizzata in PU SOFT.

Appoggiatesta regolabili in altezza, ribaltabili lateralmente ed estraibili.

Dispositivo WC estraibile posteriormente, dotato di coperchio, lavabile e disinfettabile.

INDICAZIONI

Concepito e destinato a tutte le persone con gravi limitazioni motorie permanenti per facilitare e consentire l'evacuazione e l'uso della doccia in posizione seduta, in totale sicurezza ed autonomia, ove possibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Telaio in alluminio (duralluminio 6061) verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione

Ruote: 24"x 1 3/8" posteriori estraibili in PU SOFT e Nr 4 ruote da 5" (mm 127) posteriori con freno ed anteriori senza freno

Schienale: in PU estraibile, idrorepellente. Struttura telaio schienale estraibile

Sedile: in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica ad “U” per utilizzo sul WC. Munito di dispositivo WC.

Appoggia piedi: in PA+GF (nylon – poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili

DATI TECNICI

Larghezza seduta: cm 40/44/50/55

Profondità seduta: cm 42

Altezza seduta: cm 53,5

Larghezza totale: cm 56 A CM 69 (secondo larghezza seduta)

Profondità totale: cm 101

Altezza totale: cm 98

Portata massima: Kg. 160

Peso: Kg. 14,5 a Kg. 17,5 secondo larghezza seduta

Dimensione imballo: 700 x 400 x 610 mm ca.

AGGIUNTIVI DISPONIBILI (SOLO SU RICHIESTA)

- Cinghia a bretellaggio (ISO 09.12.91.015)
- Pelotte toracali fornite in coppia (ISO 09.12.91.018)

CONFORMITA'

CE - Conforme Medical Device Directive 93/42/EEC - Dispositivo Medico di CLASSE I

