

W1090 - Bluetooth



PESAPERSONE PORTATILE ELETTRONICA PROFESSIONALE

MODELLO	CODICE	PORTATA	DIVISIONE	PIANO PESATA
W-1090	00071BT	200kg	200g	350 x 350mm

Accessori inclusi: Uscita Bluetooth, Alimentatore, Livella, Piedini regolabili gomma antiscivolo, Garanzia 2 anni

OPTIONAL	CODICE	SERVIZI OPTIONAL	CODICE
HR1 Statimetro portatile 15~210 cm	00051B	Omologazione	AOMOL
Borsa imbottita per trasporto	00157C	Certificato prove elettriche	APREL
		Certificato taratura pesi accredia	ACOSIT

FUNZIONI

Peso, Doppia lettura Medico/ Paziente Tara peso Mamma/Bambino, Indice massa corporea (BMI), Blocco del peso, Azzeramento automatico, Autoff programmabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Omologazioni:** Direttiva metrica NAWI Classe di precisione IIII e Dispositivi medici MDD Classe di rischio I m, con funzione di misura
- Struttura:** Base in metallo verniciato con pedana ABS antiscivolo
Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo
- Dimensioni mm:** Totale (w)350x(L)350(h)60 / Base (w)350x(L)350;
- Visore:** Visore (w)90x(L)35, a 5 cifre LCD 20mm;
- Alimentazione:** Alimentatore esterno o batterie alcaline cod.AA (non incluse)
- Packaging:** 1pcs Dimensioni (w)380 x (L)490 x (h)60mm,
Peso netto 3kg; Peso lordo 3,3kg



Doppia tastiera
Letture Medico



Grande Pedana
350x350



Visore a doppia lettura
Peso/BMI Paziente



Visore a doppia lettura
Peso/BMI Dottore



Grande piattaforma
con piedini regolabili



Borsa a tracolla
per semplice trasporto

OPTIONAL