

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	Leve chirurgiche
Descrizione Prodotto:	Dispositivi poliuso utilizzati per il sollevamento o il posizionamento o la manipolazione di strutture osteo-articolari o anatomiche
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	Aesculap AG - Tuttlingen
Officina di produzione:	Aesculap AG - Tuttlingen
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	Classe I non sterile - non necessita quindi di certificato CE
Codice CND:	Vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Una preparazione efficace è nella responsabilità esclusiva del gestore. Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell'istruzione d'uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

PULIZIA: Pulizia automatica alcalina o manuale con / senza trattamento a ultrasuoni

DISINFEZIONE: Disinfezione termica 5 min a 90°C

ASCIUGATURA: Asciugatura a max 120°C 248 °F

PREPARAZIONE NEL PUNTO DI UTILIZZO : AD UMIDO O A SECCO.

SOSTANZE CHIMICHE E TEMPERATURE X LA PULIZIA E DISINFEZIONE: sostanze di tipo acido / neutro/ alcalino con/senza aggiunta di tensioattivi .CHIMICA a max 80°C o TERMICA con acqua completamente desalinizzata a max 93°C .

Si presuppone che per la pulizia e disinfezione vengano utilizzati prodotti omologati per il caso di impiego e che siano rispettate le concentrazioni, i tempi d'azione e le temperature raccomandate. E' necessario assicurare che sui prodotti non permangano residui. Per il risciacquo finale usare acqua completamente desalinizzata.

INFORMAZIONI TECNICHE

TIPI LEVE:

- LEVE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA

- LEVE PER ORL

-LEVE UTERINE

MATERIALE: acciaio inox

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	SI
Sterile alla vendita:	NO
Risterilizzabile:	Fare riferimento alle istruzioni d' uso
Medodo di sterilizzazione:	Fare riferimento alle istruzioni d' uso
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	1 pezzo per confezione
Temperatura di conservazione:	Conservare a T ambiente, non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati
Biocompatibilità	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Anno inizio commercializzazione:	2001.0
Garanzia:	Garanzia pluriennale sulla base dei seguenti requisiti: uso da parte di personale esperto, preparazione, massima cura durante le manipolazioni, sterilizzazione. Sono esclusi dalla garanzia: Danni violenti o overstressing Applicazioni improprie, non adatte all'uso del prodotto Danneggiamento per corrosione da mezzi chimici, come ad esempio uso di soluzioni saline Maneggiamento , pulizia e trattamento improprio durante la preparazione, (ad esempio uso di disinfettanti , agenti di pulizia o materiali di manutenzione inadatti) Invecchiamento naturale

	Inadatte condizioni di sterilizzazione (in particolare insoddisfacente qualità di vapore).
Manutenzione:	Per evitare durezze del movimento o corrosione da attrito, gli strumenti con snodi o con superfici di scorrimento metalliche devono essere oliati prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' utilizzo di JG600 o JG598 . in caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire . Cio' puo' determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
ET270R	ELEVATORE PER OSTETRICIA SELLHEIM MM 300	L059002	I non sterile	SCA da 1 PZ	44126/R
FK110R	ELEVATORE PER FALANGI MM 155	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	106430/R
FK111R	ELEVATORE FALANGI STRETTA 140MM 2,8MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	38269/R
FK113R	ELEVATORE P.OSSA STRETTA 150MM LAR.4,5MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002109/R
FK114R	ELEVATORE PER OSSA LRG.6MM 150MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002110/R
FK116R	ELEVATORE BUCK-GRAMCKO SOTTI.150MM 7,5MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002111/R
FK117R	ELEVATORE D'OSSA 6,0MM LARGO 160MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002112/R
FK118R	ELEVATORE D'OSSA 8,0MM LARGO 160MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002113/R
FK119R	ELEVATORE P FRAMMENTI OSSEI 2/15/125MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002114/R
FK120R	ELEVATORE WILLIGER 5/165MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	783055/R
FK121R	ELEVATORE WILLIGER 6/170MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	783056//R
FK124R	ELEVATORE SEBILEAU 5/175MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002086/R
FK130R	ELEVATORE LANGENBECK 7,5/195MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002107/R
FK131R	ELEVATORE LANGENBECK 10/195MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002108/R
FK133R	ELEVATORE QUERVAIN 6/195MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002106/R
FK135R	ELEVATORE D.LANE TRETHOWAN 215MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002115/R
FK136R	ELEVATORE D.LANE 255MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002116/R
FK139R	ELEVATORE LANGENBECK 230MM LARGO 11MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	106435/R
FK140R	ELEVATORE D.BRISTOW 230MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	863892/R
FK141R	ELEVATORE CAIRNS 178MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	783128/R
FK147R	RASPATORE COBBS LARGA 13MM 280MM	L091201	I non sterile	SCA da 1 PZ	971437/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FK148R	RASPATORE COBBS LARGA 19MM 280MM	L091201	I non sterile	SCA da 1 PZ	971439/R
FK156R	ELEVATORE P.OSSA WATSON-JONES 280MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	863914/R
FK158R	ELEVATORE P.OSSA PER INTERVENTI CAVIGLIA	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	38262/R
FK160R	LANGE-HOHMANN MOD.PICCOLO 250MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002117/R
FK161R	LANGE-HOHMANN MODIF.FIG 1	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002126/R
FK162R	LANGE-HOHMANN MODIF.FIG 2	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002127/R
FK166R	ELEVATORE P.OSSA PUN.LUNGA FINE	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002130/R
FK167R	ELEVATORE D'ANCA WAGNER 17,0MM 220MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	38260/R
FK168R	ELEVAT.MUSC.SCHUMACHER MOD.WAGNER 350MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002046/R
FK169R	ELEVATORE HOHMANN-ALDINGER 270MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002141/R
FK170R	ELEVATORE PER OSSA LRG.10MM 220MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002128/R
FK171R	ELEVATORE PER OSSA LRG.17MM 240MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002131/R
FK172R	ELEVATORE HOHMANN OSSA 24MM LARG.260MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002137/R
FK173R	ELEVATORE HOHMANN OSSA 34MM LARG.285MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002138/R
FK174R	ELEVATORE VERBRUGGE-MULLER PER OSSAMM 44	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002133/R
FK175R	ELEVATORE VERBRUGGE-MULLER PER OSSAMM 65	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002134/R
FK176R	ELEVATORE PER OSSA LRG.25MM 265MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002136/R
FK177R	ELEVATORE SCHUMACHER OSSA 290MM LAR.35MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002142/R
FK180R	ELEVATORE D'OSSA BENETT 65MM LARGO 240MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002143/R
FK185R	ELEVATORE OSSA 8MM LARG.220MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002129/R
FK186R	ELEVATORE OSSA 15MM LARG.245MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002132/R
FK187R	ELEVATORE OSSA 22MM LARG.300MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002140/R
FK188R	ELEVATORE OSSA 43MM LARG.230MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002135/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
FK189R	ELEVATORE OSSA 40MM LARG.290MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002139/R
FK193R	ELEVATORE MURPHY-LANE 18/30MM 300MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	38265/R
FK318R	RASPATORE RETTA LAMA RETTA 6,0MM	L091201	I non sterile	SCA da 1 PZ	970887/R
FK323R	RASPATORE CURVO LAMA RETTA 13,0MM	L091201	I non sterile	SCA da 1 PZ	970891/R
MB275R	ELEVATORE CHANDLER 14MM LARG.185MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002286/R
MB276R	ELEVATORE CHANDLER 19MM LARGO 203MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	105993/R
MB277R	ELEVATORE CHANDLER 25MM LARG.235MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002288/R
MB278R	ELEVATORE CHANDLER 30MM LARG.255MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002290/R
MB812R	STRIPPER COSTALE MATSON ED RASPAT.220MM	L0902	I.n.s.	PZ1	1002298/R
MD563	ELEVATORE BENETT 44MM LARG.240MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	38266/R
OF274R	ELEVATORE P.CORPI ESTRANEI ZAUFAL 150MM	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	105985/R
OF276R	ELEVATORE AURICOLARE CAWTHORNE	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	718507/R
OG050R	ELEVATORE P.STAFFA CURVO LAR.1MM	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002187/R
OL151R	ELEVATORE DOPPIO PENNINGTON 210MM	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	718528/R
OL152R	ELEVATORE PER SEPTUM COTTLE 200MM	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	718529/R
OL153R	ELEVATORE PER SEPTUM MASING 200MM	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	718530/R
OL155R	ELEVATORE DOPPIO COTTLE 200MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002150/R
OL159R	ELEVATORE FREER DOPPIA PUNTA TAGLIENTE	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	718531/R
OL165R	ELEVATORE FREER TAGLIENTE/SMUSSO 185MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002147/R
OL166R	ELEVATORE FREER-YASARGIL 185MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002149/R
OL170R	ELEVATORE KILLIAN TAGLIENTE/SMUSSO 185MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	49423/R
OL171R	ELEVATORE HOWARTH DOPPIO CURVO 215MM	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002146/R
OL179R	ELEVATORE HILL	L0902	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002151/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
OL477R	STRUM.PER FRATTURE DEL NASO BOIES 180MM	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	110356/R
OL479R	STRUM.FRATTURE DEL NASO GOLDMANN	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	784347/R
OM307R	ELEVATORE KOENIG 155MM	L149002	I.n.s.	PZ1	91436/R
OM308R	ELEVATORE KOENIG 155MM	L149002	I.n.s.	PZ1	1002169/R
OM669R	ELEVATORE P.TONSILLE DI HENKE	L149002	I non sterile	SCA da 1 PZ	1002188/R