

Sonda di misura

Pulsante misura auricolare

3 Indicatori luminosi dello stato febbrile

Pulsante ON/OFF - Memorie

Pulsante misurazione alle tempie



TERMIR-4 è un termometro ad infrarossi, in grado di svolgere 4 funzioni di misurazione: auricolare, alle tempie, scansione della temperatura dei liquidi/superfici e temperatura ambientale in stand-by. Dotato di un dispositivo di autodiagnosi di corretto funzionamento, è affidabile nella misurazione e permette di memorizzare fino a 9 misurazioni. Veloce nella misurazione (auricolare in 1 sec.) è dotato cronometro e di datario.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Batteria al Litio del tipo CR2032
- Copri sonda in plastica antiurto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	cm 14,6x3,8x5,4
Peso	75 g
Metodo misurazione	Infrarossi
Modalità orecchio	$\pm 0.2^{\circ}$ C nell'intervallo $35.5 \div 42^{\circ}$ C $\pm 0.3^{\circ}$ C negli altri intervalli di temperatura
Modalità Fronte (tempie)	$\pm 0.2^{\circ}$ C nell'intervallo $36.0 \div 39.0^{\circ}$ C $\pm 0.3^{\circ}$ C negli altri intervalli di temperatura
Modalità Scansione	$\pm 0.3^{\circ}$ C nell'intervallo $22 \div 42.2^{\circ}$ C Per gli altri $\pm 4\%$ o $\pm 2^{\circ}$ C per valori maggiori
Alimentazione	Batteria al Litio tipo CR2032
Garanzia	2 anni
Unità per cartone di spedizione	40

CE 0123

CODICE

TR 10001 TERMIR 4 - TERMOMETRO IR



8 033622 546269