




Chiusura Velcro® di alta qualità
Numeri di articoli stampati sul bracciale



Ottimizzare l'inventario riducendo il numero degli articoli

Una volta che gli attacchi FlexiPort sono applicati ai tuoi apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, tu puoi semplicemente acquistare i bracciali senza tubi o connettori – riducendo il numero degli articoli fino al 60%



Welch Allyn Bracciali riutilizzabili per la misurazione della pressione arteriosa FlexiPort™

L'unico bracciale realizzato nel rispetto delle giuste priorità: il medico e il paziente.

		Opzione 1	Opzione 2							
		Collega i suddetti attacchi direttamente ai tubi del tuo strumento di misurazione.	Acquistare i bracciali FlexiPort con tubi e connettori da adattare ai vostri dispositivi di misurazione della pressione arteriosa senza attuare alcuna modifica.							
		Nessun tubo o connettore	A un tubo				A due tubi			
			A vite	Triplice funzione	Locking	A baionetta	A vite	Locking	Triplice funzione & Tubo vuoto	Sistema di gonfiamento
Misura (cad)	Gamma	FlexiPort								
Infante piccolo (6)	7-10 cm	REUSE-06	REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Infante (7)	9-13 cm	REUSE-07	REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Bambino piccolo (8)	12-16 cm	REUSE-08	REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Bambino (9)	15-21 cm	REUSE-09	REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Adulto piccolo (10)	20-26 cm	REUSE-10	REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Adulto (11)	25-34 cm	REUSE-11	REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Adulto lungo (11L)	25-34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Adulto grande (12)	32-43 cm	REUSE-12	REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Adulto grande lungo (12L)	32-43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Cosciale (13)	40-55 cm	REUSE-13	REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

* Per un attacco maschio e uno femmina, cambiare da "MQ" a "MF" numero di articolo.

Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante Welch Allyn locale o visita il sito www.welchallyn.com.

Distributore per l'Italia
CORIOS
NETWORK

Corios S.c.r.l.
via Tolstoj, 86, 20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel: 02 98240506 Fax: 02 98491761

Welch Allyn European Customer Service
Navan Business Park, Dublin Road, Navan,
County Meath, Ireland
dall'Italia Tel: +39 02 69 682 425
Fax: +39 02 69 633 697
www.welchallyn.com

WelchAllyn
Advancing Frontline Care™

WelchAllyn
Advancing Frontline Care™

Bracciali riutilizzabili FlexiPort™

I vantaggi di una vera standardizzazione in un semplice attacco.

I bracciali Welch Allyn, di lunga durata, facili da usare e ad un prezzo accessibile, rappresentano la prima scelta per ospedali e cliniche di tutto il mondo. Perché? Perché Welch Allyn grazie all'innovativa connessione FlexiPort™, che fa di ogni bracciale un bracciale a uno o due tubi, può offrirti virtualmente ogni tipo, misura e configurazione di bracciali, insieme alla possibilità di semplificarne l'inventario come nessun altro fornitore di bracciali può fare.

- Con un semplice gesto si attaccano/staccano i tubi da FlexiPort per un' immediata e più efficiente sostituzione dei bracciali
- Testato per soddisfare le necessità cliniche
- Garanzia di 3 anni
- Conforme a tutte le ultime linee guida cliniche AAMI ed AHA per una corretta applicazione del bracciale
- La standardizzazione può ridurre il numero degli articoli fino al 60%



Che cos'è FlexiPort?

L'attacco Flexi Port fornisce un unico punto di connessione tra apparecchio e bracciali, facendo di ogni bracciale un bracciale a uno o due tubi.



Il brevetto tecnologico FlexiPort™ consente virtualmente di usare lo stesso bracciale in ogni reparto.



L'attacco ruotabile riduce lo stress a carico dei tubi del bracciale e dell'attacco, a vantaggio di un maggior comfort del paziente e di una più lunga durata del bracciale.



Senza cuciture che possono strapparsi o sfilacciarsi.
Rivestimento antimicrobi per prevenire la crescita di muffa e batteri



Le misure primarie sono codificate con il colore per facilitare la scelta della misura corretta.
Materiale privo di lattice per ridurre al minimo i rischi di reazioni allergiche



Il bordo piegato riduce i rischi di tagli e graffi, assicurando al paziente il massimo comfort

Il bracciale giusto, i tubi giusti, al momento giusto.

L'esclusivo attacco FlexiPort consente di disporre per la prima volta di una reale standardizzazione dei bracciali in tutta la struttura. Con FlexiPort, usare il bracciale della giusta misura diventa semplice come mai in passato eliminando noiose complicazioni e frustrazioni nel tentativo di combinare tubi e connettori.

