



SINCE 1966
MADE IN ITALY

Aspira^{go}
by **FLAEM**[®]



Aspiratore chirurgico portatile a batterie *Portable surgical aspirator, battery powered*

- Design compatto
- Leggero, struttura in plastica
- Utilizzabile ovunque grazie alle batterie al litio facilmente sostituibili
- Semplice manutenzione e facile sanificazione
- Facile e intuitiva lettura delle funzioni
- Pratico comando manuale del flusso aspirante
- Compact design
- Lightweight, plastic case
- For use everywhere. Easily replaceable Lithium-ion battery pack
- Simple maintenance and sanitization
- Intuitive reading of functions
- Convenient manual suction regulation

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

| | |
|---|---|
| Pompa aspirante rotativa a pistone privo di lubrificazione <i>Rotative piston suction pump without lubrication</i> | |
| Designazione <i>Designation</i> | Alto vuoto / alto flusso <i>High vacuum / high flow</i> |
| Alimentazione <i>Operating voltage</i> | 100-240V 50-60Hz 12V DC |
| Livello depressione regolabile <i>Adjustable vacuum range</i> | da -0,10 a -0,85 bar approx. <i>from -0.10 to -0.85 bar approx.</i> |
| Portata aria <i>Air flow</i> | 30 l/min approx. |
| Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i> | 62 dB (A) approx. |
| Dimensioni <i>Dimensions</i> | 36 (L) x 14 (P) x 27 (H) cm 14.2 (length) x 5.4 (width) x 10.5 (height) in |
| Peso totale <i>Total weight</i> | 2,5 Kg 2.5 Kg - 12.8 lb |
| Autonomia batteria Li-ion <i>Operation with fully charged Li-ion battery</i> | 45 minuti approx. 45 minutes approx. |
| Tempo di ricarica batteria <i>Battery recharge time</i> | 4 ore (minimo) 4 hours (minimum) |
| Uso <i>Use</i> | 30 minuti ON - 30 minuti OFF 30 minutes ON - 30 minutes OFF |

OMOLOGAZIONI
APPROVALS

| | |
|---|--|
| Norma di riferimento: ISO 10079-1 aspiratori azionati elettricamente. <i>In compliance with: ISO 10079-1 electrically powered suction equipment</i> |  Type Approved www.tuv.com ID 200000000 |
| Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC e successivi aggiornamenti <i>In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive and subsequent amendments</i> |  |
| Codice/Code | AR30P00 |
| Imballo/Master carton | n° 2 pz./2 piece |
|  | |
| Garanzia <i>Warranty</i> | 3 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i> |

ACCESSORI IN DOTAZIONE (RICAMBIABILI)
ACCESSORIES (SPARE PARTS)

| |
|---|
| Vaso di raccolta secreti, sterilizzabile, da 1000 ml <i>Sterilizable 1000 ml collection jar</i> |
| Tubi di collegamento in silicone sterilizzabili <i>Sterilizable silicone connection tubing</i> |
| Filtro antibatterico/antivirale, idrofobico <i>Antibacterial/antiviral and hydrophobic filter</i> |
| Cannula sterile monouso CH18 <i>Disposable sterile suction catheter CH18</i> |
| Comando manuale del flusso aspirato monouso <i>Disposable manual suction regulator</i> |
| Carica batterie da rete con alimentatore multivoltaggio <i>Multi voltage power supply unit and battery charger</i> |
| Cavo con presa accendisigari 12V DC per alimentazione e per ricarica batterie <i>12V DC cigarette-lighter cord for power supply and battery charge</i> |



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

| |
|---|
| Borsa da trasporto / <i>Carrying Bag</i> |
| Kit di aggancio per sedia a rotelle / <i>Attachment kit for wheelchairs</i> |
| Portavaso aggiuntivo / <i>Additional jar holder</i> |

Patented Product and PCT International Patent Pending



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
 Via Colli Storici, 221
 25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
 Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
 info@flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato
 Company with certified quality system



Export Department of FLAEM NUOVA
 medexpo international s.r.l.
 3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
 Phone (39) 02 4120769
 Fax (39) 02 48376295
 E-mail: info@medexpointernational.com

www.fluem.it

Numero Verde
 **800 236622**
 SERVIZIO CLIENTI FLAEM