

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## IMBRAGATURA “KOMETA” MOD. STANDARD

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

**DESCRIZIONE:** IMBRAGATURA “KOMETA” MOD. STANDARD CON SUPPORTO PER LA TESTA

**CODICE ISO:** 12.36.03.103

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr: 6246/R**

**CODICE:** 857312



#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Standard con supporto per la testa

- Composizione: 90% Poliestere 10% PP (poli-propilene)
- Profondità senza supporto per la testa cm 58 ca
- Profondità con supporto per la testa cm 90 ca
- Larghezza cm 82 ca
- Lunghezza cm 110 ca
- Lunghezza massima con cinture di fissaggio cm 200 ca
- Portata massima kg 300

Supporto per la testa:

- Profondità cm 45 ca
- Larghezza massima cm 53 ca
- Larghezza minima cm 36 ca

Colore: BLU

**LAVABILE IN LAVATRICE A 40°C CON SAPONE O DETERSIVI NON AGGRESSIVI.**

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

