

Codice	Descrizione
<i>Coprimaterasso</i>	
<b>AA-80</b>	Coprimaterasso singolo 80 x 190 x 20 cm
<b>AA-85</b>	Coprimaterasso singolo 85 x 195 x 20 cm
<b>AA-90</b>	Coprimaterasso singolo 90 x 200 x 20 cm
<b>AA-120</b>	Coprimaterasso una piazza e mezzo 120 x 195 x 20 cm
<b>AA-170</b>	Coprimaterasso matrimoniale 170 x 195 x 20 cm
<i>Copricuscino</i>	
<b>AC-80</b>	Copricuscino 50 x 80 cm

### **Descrizione**

Copricuscino e coprimaterasso antiacaro a cerniera realizzati in tessuto Evolon®.

Il tessuto Evolon® è costituito da granuli di poliammide e poliestere estrusi in filamenti continui. I filamenti, sottoposti a getti d'acqua ad alta pressione, si dividono in microfilamenti e per effetto della stessa si interlacciano e si consolidano fra di loro.

#### *Traspirante*

Evolon® è un materiale traspirante, questo significa che è permeabile al vapore acqueo.

I sottilissimi microfilamenti di cui è composto creano milioni di microcanali che favoriscono il flusso dell'aria e garantiscono, di conseguenza, una migliore gestione dell'umidità.

#### *Antiacaro*

Le piccole particelle di allergeni degli acari della polvere sono trattenute dalla copertura in Evolon® che ne impedisce il contatto con il soggetto allergico. Non è necessaria alcuna ulteriore copertura di plastica o alcun trattamento chimico per raggiungere il risultato.

#### *Asciuga velocemente*

Grazie all'estesa superficie interna, che rimane a contatto con l'aria, e alla struttura basata su microfilamenti, Evolon® asciuga molto rapidamente.

Questa caratteristica, unitamente alla traspirabilità del tessuto, concorre a prevenire la formazione di funghi.

#### *Lavabile*

Evolon® può essere lavato molte volte a temperature che, nel caso delle protezioni antiacaro SublimAir, possono raggiungere i 95°C. Di lavaggio in lavaggio il tessuto Evolon® raggiunge una sempre maggiore morbidezza che lo rende progressivamente più gradevole al tatto.

#### *Affidabile*

Evolon® significa comfort, facilità d'impiego, alte prestazioni e soddisfazione del cliente.

Evolon® è sinonimo di comfort perché è leggero, soffice e drappeggiante.

Evolon® significa fiducia perché costituisce una barriera efficace contro gli allergeni degli acari.

#### *Ecologico*

Evolon® è un materiale a lunga durata, riduce l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e non contiene leganti o solventi. Evolon® non è a base di PVC, ma è formato da granuli di poliammide e poliestere ed acqua, componenti sicuri per la salute in normali condizioni d'utilizzo.

Evolon® è garantito dal marchio Oeko-Tex (standard 100, classe prodotto 1) che certifica l'assenza di sostanze dannose e l'idoneità al contatto con la pelle dei bambini. Oeko-Tex® è uno standard di valutazione scientificamente provato per la sicurezza umano-ecologica dei prodotti tessili.

### **Modalità di lavaggio**

Il tessuto Evolon® può essere lavato fino alla temperatura di 95°. Si suggeriscono, comunque, lavaggi periodici alla temperatura di 60°.

### **Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Garanzia**

24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND: V0899**

**Progressivi di registrazione:**

**AA-80 533407**

**AA-85 543967**

**AA-90 543968**

**AA-120 543969**

**AA-170 543970**

**AC-80 543971**

**Produttore**

Intermed S.r.l.

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE