



Dati tecnici

Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per ginnastica passiva e riabilitazione
Informazioni computer	conta-pedolate totali/tempo/calorie/scan/ velocità. 5 programmi predefiniti
Regolazione velocità	motorizzata con telecomando con schermo LCD
Velocità di rotazione	da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
Pedalata	avanti e indietro
Pedali	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède
Motore	a corrente continua 230 Volts / 60 Watt
Peso del prodotto	6 Kg
Dimensioni prodotto	490 x 400 x 290 mm
Imballo	full color box
Peso del prodotto imballato	7 Kg
Dimensioni imballo	430 x 290 x 210 mm
Certificazioni	CE-ROHS

