

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome Commerciale:</b>	OPTILENE® (SUTURA)
<b>Descrizione Prodotto:</b>	Monofilamento sintetico non assorbibile in polipropilene e polietilene
<b>Divisione:</b>	Aesculap
<b>Prodotto da:</b>	B. Braun Surgical S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí, Spagna Registro Mercantil de Societades de Barcelona Hoja n B-150083, Folio 1, Tomo 29126 RIF. ES-A-61123782
<b>Officina di produzione:</b>	B. Braun Surgical SA
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	Vedi elenco allegato
<b>Codice CND:</b>	Vedi elenco allegato

## INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

### Indicazioni

Optilene® è indicato per l'approssimazione e/o la sutura di tessuti molli, quando la tecnica chirurgica richiede l'impiego di un materiale di sutura non riassorbibile. L'impiego di suture Optilene® è indicato anche nella chirurgia cardiovascolare e in interventi di neurochirurgia, in cui le ridotte proprietà trombogeniche del polipropilene hanno un'influenza positiva sulla cicatrizzazione della ferita. Altre indicazioni di Optilene® sono la microchirurgia e l'oftalmologia.

### Meccanismo d'azione

Con l'impiego di Optilene®, la sutura provoca una lieve reazione infiammatoria acuta nel tessuto, seguita da un incapsulamento della sutura ad opera di tessuto connettivo fibroso. Le suture Optilene® non vengono riassorbite dal corpo umano e si ignora se dopo l'impianto si ha una perdita significativa della loro resistenza alla trazione.

### Precauzioni

Optilene® si deve utilizzare impiegando le tecniche chirurgiche standard di sutura e chiusura dei punti (nodi piani e quadrati), secondo l'esperienza del chirurgo con la corrispondente procedura chirurgica.

Quando si lavori con materiale di sutura Optilene®, prestare speciale attenzione per evitare che gli strumenti chirurgici utilizzati, come pinze o porta-ago, danneggino il monofilamento, schiacciandolo o creando nodi

## INFORMAZIONI TECNICHE

Optilene® è un materiale di sutura chirurgico sterile, non riassorbibile, monofilamento realizzato in polipropilene e polietilene.

### CARATTERISTICHE

La composizione e le caratteristiche di produzione di OPTILENE® garantiscono:

- un avanzato processo di estrusione della molecola, che conferisce grado di memoria minore e facilità di eliminazione della stessa;
- una eccellente maneggevolezza e morbidezza, grazie anche alla ottimale uniformità di superficie e calibro;
- una eccellente scorrevolezza, e un aspetto della sutura liscio e levigato;
- uniformità di calibro, che consente una elevata facilità di scorrimento e un grande equilibrio tra elasticità e plasticità;
- mancanza totale di capillarità;
- una eccellente tenuta del nodo, con grande facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione del nodo stesso;
- una superiore resistenza alla trazione del filo dritto per tutto il periodo di cicatrizzazione;
- una prevedibile curva di assorbimento.

### Resistenza tensile post-impianto:

La resistenza tensile di OPTILENE® è costante nel tempo e pari alla resistenza tensile iniziale.

### Colorazione:

Per una migliore visibilità, le suture Optilene® sono tinte di blu con ftalocianina di rame (ftalocianinato(2-) di rame), approvato dalla Farmacopea Europea.

### GAMMA DI PRODOTTO

Le suture Optilene® sono disponibili in calibri compresi da USP 0 (metrico 3,5) a USP 10/0 (metrico 0,2).

Lunghezze filo disponibili: Da 45 cm a 90 cm.

Lunghezze ago disponibili: da 6 mm a 60 mm. Cuvature disponibili: 1/2 cerchio, 3/8 cerchio, retto, curvatura variabile.

Ampiezza della gamma di prodotto: si veda lista codici in allegato.

### CARICHI DI ROTTURA

Size	Diameter (mm)	Simple knot pull tensile strength (kgf) - KPTS	Thread-needle attachment (kgf)	Linear tensile
------	---------------	--	--------------------------------	----------------

USP (EP)							strength (kgf)
	EP req. X ave	X average interval	EP req. X ave $\geq$	X average interval	EP req. X ave $\geq$	X average interval	X average interval
2 (5)	0.500-0.599	0.566 $\pm$ 0.084	3.57	6.60 $\pm$ 0.20	1.84	4.48 $\pm$ 2.08	9.54 $\pm$ 0.32
1 (4)	0.400-0.499	0.479 $\pm$ 0.018	2.76	4.46 $\pm$ 0.58	1.84	2.65 $\pm$ 0.80	6.64 $\pm$ 0.36
0 (3,5)	0.350-0.399	0.385 $\pm$ 0.014	2.24	3.70 $\pm$ 0.18	1.53	2.49 $\pm$ 0.75	5.38 $\pm$ 0.34
2/0 (3)	0.300-0.349	0.327 $\pm$ 0.010	1.53	2.97 $\pm$ 0.35	1.12	2.15 $\pm$ 0.76	3.95 $\pm$ 0.26
3/0 (2)	0.200-0.249	0.241 $\pm$ 0.007	0.92	1.90 $\pm$ 0.18	0.69	1.41 $\pm$ 0.28	2.15 $\pm$ 0.08
4/0 (1,5)	0.150-0.199	0.190 $\pm$ 0.005	0.51	1.24 $\pm$ 0.16	0.46	0.91 $\pm$ 0.38	1.41 $\pm$ 0.08
5/0 (1)	0.100-0.149	0.145 $\pm$ 0.005	0.31	0.79 $\pm$ 0.12	0.23	0.62 $\pm$ 0.24	0.80 $\pm$ 0.10
6/0 (0,7)	0.070-0.099	0.096 $\pm$ 0.007	0.15	0.40 $\pm$ 0.06	0.17	0.26 $\pm$ 0.08	0.42 $\pm$ 0.04
7/0 (0,5)	0.050-0.069	0.064 $\pm$ 0.003	0.10	0.21 $\pm$ 0.02	0.082	0.15 $\pm$ 0.04	0.22 $\pm$ 0.02
8/0 (0,4)	0.040-0.049	0.044 $\pm$ 0.004	0.06	0.12 $\pm$ 0.02	0.051	0.13 $\pm$ 0.06	0.12 $\pm$ 0.02

### CARATTERISTICHE DEGLI AGHI

Acciaio inox secondo le norme DIN 17440 7/85, che garantisce atraumaticità costante oltre che facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi. Gli aghi montati su OPTILENE® sono disponibili in colore "silver" o acciaio naturale, oppure in colore nero (Easyblack). Gli aghi Easyblack sono individuati dalla lettera "b" posta dopo la misura della lunghezza dell'ago.

Altre caratteristiche:

- Stabilità sul porta aghi
- Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo
- Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture

Elemento	Serie	Serie	Serie
	300	420	455
Carbonio	<0.15	0.33	0.03
Manganese	<2.0	1.0	0.5
Fosforo	<0.045	0.04	0.015

Zolfo	<0.03	0.03	0.015
Titanio			2.0/2.2
Silicio	<1.0	1.0	0.5
Cromo	17.0/19.0	12/14.5	11.5/12.5
Nichel	8.0/10.0	0.5	9.2/10.3
Molibdeno		0.06	0.5
Rame			1.4/2.5
Ferro	a 100 %	a 100 %	a 100 %
Modulo di Young (modulo di elasticità)	200.000 N/mm <sup>2</sup> 20.500 kg/mm <sup>2</sup>	200.000 N/mm <sup>2</sup> 20.500 kg/mm <sup>2</sup>	200.000 N/mm <sup>2</sup> 20.500 kg/mm <sup>2</sup>
Durezza (Rc)	55.2	55.2	55.2

Tutti gli aghi dei fili montati su OPTILENE® sono della serie EASYSLIDE oppure CV PAss, sono forati meccanicamente ed i controlli sono fatti con sistema computerizzato.

Tutti gli aghi sono a canale chiuso, questo garantisce una minor traumaticità durante il passaggio tissutale e un ottimo rapporto ago-filo.

Disponibil anche con i nuovi aghi CTS (CV2), con speciale geometria a sezione quadrata per minimizzare il rapporto ago-filo e favorire la stabilità sul portaghi, e un triplo strato di silicone per una migliore scorrevolezza nei tessuti e una minore traumaticità.

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:

CURVATURA		CORPO		PUNTA		LUNGHEZZA	SPESSORE	
S	1/8 cerchio	R	cilindrico	T	punta trocar	Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungo la lunghezza dell'ago in mm.	ff	super sottile
V	1/4 cerchio	S	tagliente	N	punta smussa		f	ago sottile
D	3/8 cerchio	L	lanceolato	S	punta sternale		s	rinforzato
H	1/2 cerchio			C	punta tagliente corta		ss	super rinforzato
F	5/8 cerchio			M	micro-punta		v	a rottura controllato
G	retto			MP	punta di precisione		b	nero
P	curvatura progressiva			m	micro ago			
J	uncino			mV	micro vascolare			

Le suture B.Braun sono conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 (attuazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare

riferimento al D. Lgs. n- 37 del 25 Gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) e rispondenti ai requisiti di confezionamento ed etichettatura richiamati dalla sopracitata normativa.

Le suture B.Braun sono conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla ultima edizione disponibile della Farmacopea Ufficiale e Farmacopea Europea, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle suture B.Braun sono di ultima generazione.

B.Braun ha provveduto alla registrazione dei fili da sutura in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, completa del numero di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57 comma1 della Legge 27 dicembre 2002 – n. 289. Il numero di repertorio di ogni articolo è riportato nella lista codici in allegato.

Tutte le suture B.Braun sono fabbricate in materiale idoneo per esclusivo uso medicale, interamente sterili, monouso, apirogene, atossiche (con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007).

Tutte le suture B.Braun, una volta sterilizzate, sono confezionate in idoneo materiale, che consente il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisce un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1: 2017.

## DATI TECNICI

<b>Monouso:</b>	Sì
<b>Poliuso:</b>	no
<b>Sterile alla vendita:</b>	SI
<b>Risterilizzabile:</b>	NO
<b>Medodo di sterilizzazione:</b>	Modalità di sterilizzazione: Ossido di Etilene. Residuo ETO contenuto nel filo trattato: <1 ppm in accordo con le norme ISO-10993-7.
<b>Validità:</b>	5 anni dalla data di sterilizzazione indicata sulla confezione e su ogni singola busta.
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	Il confezionamento primario è un doppio confezionamento sterile, che garantisce facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura, accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago stesso. All'interno della confezione primaria e sulla confezione secondaria sono presenti tutte le informazioni che consentono l'identificazione del filo e dell'ago (tipo di filo, calibro della sutura e dell'ago). Descrizione della confezione: La confezione esterna è una scatola di cartoncino sigillata con una pellicola di cellophane dotata di linea guida per apertura a strappo. La confezione interna è composta da: - involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità;

	<p>. involucro interno: non presente, apertura in singolo step con accessibilità immediata dell'ago;</p> <p>· supporto del filo: per i fili atraumatici, supporto in materiale plastico con avvolgimento del filo che permette la riduzione della memoria del filo stesso.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati per il confezionamento non liberano cloro in fase di incenerimento.</p> <p>Confezione da 12 e 36 buste tipo peel-pack.</p> <p>La lettera, che precede la parte numerica del codice, individua la quantità di buste per confezione:</p> <p>G = 12 buste, C = 36 buste.</p> <p>Assenza di lattice e ftalati anche nel confezionamento. Tutti i prodotti offerti sono muniti di codice identificativo di tipo data matrix (EAN-128), posto sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario, in conformità agli standard previsti. Detto codice a barre garantisce un'unica identificazione di prodotto per ciascuna combinazione.</p>
<b>Temperatura di conservazione:</b>	Temperatura ambiente
<b>Biocompatibilità</b>	<p>Sì</p> <p>I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test</p>
<b>Presenza ftalati:</b>	No
<b>Anno inizio commercializzazione:</b>	2013.0

## LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B3090485	OPTILENE 1 (4) 120CM HR65 (M) .RCP	H010201010401	III	PAC da 24 PZ	1791584/R
B3090751	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDS60 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 24	1359604/R
B3095081	OPTILENE 1 (4) 150CM HR48 LOOP (M) .RCP	H010201010401	III	PAC da 24 PZ	1945045/R
B3095457	OPTILENE 1 (4) 150CM HRC48 LOOP (M).RCP	H010201010401	III	PAC da 24 PZ	1791585/R
B3095585	OPTILENE 2 (5) 150CM HR65 (M) .RCP	H010201010401	III	PAC da 24 PZ	1791586/R
B3095674	OPTILENE 1 (4) 240CM HR65 LOOP (M) .RCP	H010201010401	III	PAC da 24 PZ	1791587/R
B3095923	OPTILENE 1 (4) 100CM HRC43S (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 24 PZ	1791589/R
C3090001	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR30 (M).RCP	H010201010401	III	SCA 36	1273756/R
C3090002	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR30 (M).RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296268/R
C3090004	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022051/R
C3090012	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022062/R
C3090013	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022063/R
C3090014	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022064/R
C3090015	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR26S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359606/R
C3090020	OPTILENE 3/0 (2) 90CM DS39 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359607/R
C3090021	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR40 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359608/R
C3090027	OPTILENE 5/0 (1) 45CM HSMP12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359609/R
C3090029	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022065/R
C3090030	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022066/R
C3090032	OPTILENE 2/0(3) 75CM HR26SS CV .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359610/R
C3090033	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR40S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359611/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090037	OPTILENE 5/0 (1) 90CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296342/R
C3090038	OPTILENE 3/0 (2) 45CM HR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359612/R
C3090039	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296343/R
C3090040	OPTILENE 4/0(1,5)75CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033177/R
C3090041	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022067/R
C3090042	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022068/R
C3090043	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1167289/R
C3090045	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359613/R
C3090046	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359614/R
C3090047	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296281/R
C3090048	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296283/R
C3090049	OPTILENE 1 (4) 75CM HR30 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791590/R
C3090050	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296270/R
C3090051	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296271/R
C3090052	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296272/R
C3090053	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1765836/R
C3090060	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297577/R
C3090062	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022069/R
C3090066	OPTILENE 0 (3,5) 75CM FR26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359615/R
C3090069	OPTILENE 2/0 (3) 45CM HR30 (M)RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359616/R
C3090077	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359617/R
C3090079	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300731/R
C3090082	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DR32 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359618/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090083	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DR32 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359619/R
C3090084	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296345/R
C3090085	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300732/R
C3090086	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 24	1022070/R
C3090087	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022071/R
C3090088	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022072/R
C3090092	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR30S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359620/R
C3090093	OPTILENE 1 (4) 75CM HR30S (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1937030/R
C3090094	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR30SS (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359621/R
C3090096	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR30S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359622/R
C3090098	OPTILENE 0 (3,5) 100CM JR30S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359623/R
C3090099	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR40 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358501/R
C3090100	OPTILENE 1 (4) 100CM HR40 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791591/R
C3090105	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022074/R
C3090106	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR40SS (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359624/R
C3090107	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300733/R
C3090110	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM DR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300734/R
C3090116	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022075/R
C3090119	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022076/R
C3090120	OPTILENE 4/0(1,5)75CM DR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033209/R
C3090123	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM DR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300736/R
C3090126	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300739/R
C3090128	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300741/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090131	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300742/R
C3090132	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DR26 CVRCP	H010201010401	III	SCA 36	1359625/R
C3090134	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300744/R
C3090135	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022078/R
C3090136	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1273743/R
C3090140	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296346/R
C3090144	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HR30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359626/R
C3090145	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359627/R
C3090150	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR37S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359628/R
C3090151	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296273/R
C3090152	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296193/R
C3090153	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37S (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1703865/R
C3090154	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HR37S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359629/R
C3090164	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300745/R
C3090169	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106564/R
C3090170	OPTILENE 1 (4) 75CM HR48 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1765837/R
C3090172	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300747/R
C3090176	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106565/R
C3090191	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022079/R
C3090199	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR40S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358502/R
C3090200	OPTILENE 1 (4) 75CM HR40S (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1753950/R
C3090204	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS9 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359630/R
C3090205	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359631/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090206	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358503/R
C3090207	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358239/R
C3090208	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358505/R
C3090211	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358506/R
C3090212	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358254/R
C3090213	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358255/R
C3090214	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359632/R
C3090219	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358507/R
C3090220	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358257/R
C3090221	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358259/R
C3090222	OPTILENE 2/0 (3) 45CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359633/R
C3090223	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR20 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359644/R
C3090230	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS35 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359645/R
C3090233	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359646/R
C3090234	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358508/R
C3090235	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358261/R
C3090236	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358262/R
C3090237	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359648/R
C3090238	OPTILENE 1 (4) 75CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791592/R
C3090244	OPTILENE 2 (5) 75CM DS39 (M) .RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791593/R
C3090245	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359649/R
C3090246	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358510/R
C3090247	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358264/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090248	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358516/R
C3090249	OPTILENE 2/0 (3) 100CM DS39 (M)RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359650/R
C3090254	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS39 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359651/R
C3090255	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DS39 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358517/R
C3090256	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS39 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358518/R
C3090257	OPTILENE 1 (4) 75CM DS39 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791594/R
C3090259	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HS15 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359653/R
C3090261	OPTILENE 3/0 (2) 45CM HS21 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359654/R
C3090264	OPTILENE 5/0 (1) 45CM HS18 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358519/R
C3090265	OPTILENE 3/0 (2) 75CM GS60 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359655/R
C3090266	OPTILENE 2/0 (3) 75CM GS60 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358265/R
C3090267	OPTILENE 0 (3,5) 75CM GS60 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359656/R
C3090269	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358521/R
C3090270	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359657/R
C3090271	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359658/R
C3090273	OPTILENE 2/0 (3) 100CM HS40 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359659/R
C3090274	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359660/R
C3090275	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359661/R
C3090276	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359662/R
C3090279	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359664/R
C3090280	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359666/R
C3090281	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS40 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359667/R
C3090284	OPTILENE 3/0 (2) 75CM GS51 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359669/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090285	OPTILENE 2/0 (3) 75CM GS51 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359721/R
C3090287	OPTILENE 1 (4) 75CM HS40 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791597/R
C3090300	OPTILENE 1 (4) 100CM HR40S (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1753951/R
C3090303	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297590/R
C3090304	OPTILENE 1 (4) 100CM HS48 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791598/R
C3090317	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR40S (M)RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359722/R
C3090338	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR20 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1149266/R
C3090401	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM HR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297591/R
C3090402	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297592/R
C3090403	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297593/R
C3090406	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DSMP11 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359723/R
C3090407	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DSMP11 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359724/R
C3090409	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358522/R
C3090410	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359726/R
C3090413	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM HR17 CVLOP RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297594/R
C3090420	OPTILENE 4/0 (1,5) 30CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359727/R
C3090421	OPTILENE 3/0 (2) 30CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359728/R
C3090422	OPTILENE 3/0 (2) 30CM SKR26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359729/R
C3090426	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR20 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297595/R
C3090427	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359730/R
C3090428	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359733/R
C3090429	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359735/R
C3090434	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358523/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090435	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358266/R
C3090436	OPTILENE 2/0 (3) 45CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358267/R
C3090440	OPTILENE 1 (4) 45CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791599/R
C3090444	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1277603/R
C3090445	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359736/R
C3090446	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358534/R
C3090447	OPTILENE 2/0 (3) 45CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359737/R
C3090460	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HS21 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359739/R
C3090461	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS21 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359740/R
C3090462	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XHR30 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359741/R
C3090466	OPTILENE 5/0 (1) 45CM GR19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359742/R
C3090472	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359744/R
C3090473	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297596/R
C3090474	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297599/R
C3090477	OPTILENE 0 (3,5) 90CM HR30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359758/R
C3090478	OPTILENE 2 (5) 90CM HR40S (M) .RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791600/R
C3090481	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358535/R
C3090488	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XHR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359764/R
C3090492	OPTILENE 3/0(2) 20CM DR22 CV PF3 .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300748/R
C3090495	OPTILENE 3/0(2) 20CM HR26 CV PF3 .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296348/R
C3090499	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297600/R
C3090500	OPTILENE 5/0(1)75CM HR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033212/R
C3090501	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022080/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090502	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022081/R
C3090503	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022082/R
C3090511	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM HSMP15 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359765/R
C3090512	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358536/R
C3090513	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358537/R
C3090514	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358538/R
C3090516	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1154524/R
C3090519	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358539/R
C3090520	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358268/R
C3090521	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358270/R
C3090522	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300749/R
C3090525	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106579/R
C3090526	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106580/R
C3090527	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDRC18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359766/R
C3090535	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106581/R
C3090536	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106582/R
C3090538	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300750/R
C3090539	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300751/R
C3090541	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300752/R
C3090542	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300753/R
C3090543	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033228/R
C3090544	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033227/R
C3090545	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033207/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090546	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033213/R
C3090547	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022083/R
C3090548	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300755/R
C3090553	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300756/R
C3090560	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297601/R
C3090561	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297602/R
C3090565	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297603/R
C3090566	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297605/R
C3090570	OPTILENE 5/0(1)90CM 2XHRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033215/R
C3090571	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022084/R
C3090577	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC10B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106568/R
C3090578	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106569/R
C3090579	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297652/R
C3090580	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033171/R
C3090581	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022085/R
C3090584	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC30 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359767/R
C3090585	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHRC30 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359768/R
C3090599	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300759/R
C3090603	OPTILENE 7/0 (0,5) 30CM HR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359769/R
C3090604	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM HR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359770/R
C3090606	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP11 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359771/R
C3090607	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358541/R
C3090608	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359772/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090612	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP7 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359773/R
C3090614	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300762/R
C3090615	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300763/R
C3090617	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359774/R
C3090618	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358542/R
C3090619	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358272/R
C3090620	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358543/R
C3090628	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359775/R
C3090629	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358278/R
C3090630	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358309/R
C3090641	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP9 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359777/R
C3090643	OPTILENE 1 (4) 100CM HRN45 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791601/R
C3090655	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358557/R
C3090656	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358312/R
C3090657	OPTILENE 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358558/R
C3090667	OPTILENE 0 (3,5) 45CM DSMP30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359778/R
C3090672	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359779/R
C3090673	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358559/R
C3090674	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358562/R
C3090675	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358563/R
C3090676	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358315/R
C3090677	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358319/R
C3090678	OPTILENE 2/0 (3) 45CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359780/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C3090680	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DSMP24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359782/R
C3090681	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DSMP24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358564/R
C3090682	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DSMP24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358565/R
C3090684	OPTILENE 5/0 (1) 45CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300764/R
C3090685	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300766/R
C3090686	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300768/R
C3090690	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DSMP30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359784/R
C3090691	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DSMP30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359785/R
C3090692	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DSMP30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359787/R
C3090695	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297607/R
C3090703	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359788/R
C3090704	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297609/R
C3090707	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022086/R
C3090708	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022087/R
C3090709	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022088/R
C3090711	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XHRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297610/R
C3090712	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033218/R
C3090714	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033173/R
C3090715	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033175/R
C3090716	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR15 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300769/R
C3090717	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR15 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300770/R
C3090719	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033220/R
C3090720	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033223/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090721	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359790/R
C3090722	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300772/R
C3090723	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XDR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300775/R
C3090724	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XDR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300776/R
C3090725	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XDR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1253284/R
C3090728	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC15 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300777/R
C3090750	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033217/R
C3090776	OPTILENE 4/0 (1,5) 30CM 2XGR19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359792/R
C3090799	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1290970/R
C3090800	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297611/R
C3090803	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XHR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297612/R
C3090806	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297613/R
C3090808	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297614/R
C3090811	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033221/R
C3090812	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022089/R
C3090815	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300779/R
C3090820	OPTILENE 3/0(2) 120CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033229/R
C3090821	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359794/R
C3090822	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033806/R
C3090823	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300780/R
C3090824	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XDR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359796/R
C3090829	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359798/R
C3090830	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC40 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359802/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090837	OPTILENE 4/0 (1,5)90CM2XHR17 CV PF6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297655/R
C3090838	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV PF6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296748/R
C3090839	OPTILENE 5/0 (1) 45CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297615/R
C3090853	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297616/R
C3090860	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022090/R
C3090863	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022091/R
C3090865	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359804/R
C3090866	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297617/R
C3090867	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XHR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033222/R
C3090868	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106562/R
C3090869	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297618/R
C3090876	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1290972/R
C3090880	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300781/R
C3090881	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XGS60 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359805/R
C3090882	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XGS60 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359807/R
C3090885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022092/R
C3090886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022093/R
C3090887	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033176/R
C3090888	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033174/R
C3090889	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301078/R
C3090898	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1290971/R
C3090900	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297678/R
C3090901	OPTILENE 5/0(1)90CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033169/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090902	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033167/R
C3090903	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297619/R
C3090904	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297620/R
C3090905	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296759/R
C3090906	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033225/R
C3090907	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033150/R
C3090908	OPTILENE 3/0(2)90CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033149/R
C3090909	OPTILENE 2/0(3)90CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033166/R
C3090910	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR26 CV PF6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296760/R
C3090913	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301080/R
C3090914	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033230/R
C3090915	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033172/R
C3090919	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022096/R
C3090920	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022097/R
C3090930	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301081/R
C3090933	OPTILENE 4/0 (1,5) 60CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297621/R
C3090934	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297622/R
C3090942	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR37 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296285/R
C3090943	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR37 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296286/R
C3090953	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022099/R
C3090954	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022100/R
C3090956	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR26S CV.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359808/R
C3090959	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XHR26S CV.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359843/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3090963	OPTILENE 0 (3,5) 100CM JRC30S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359844/R
C3090971	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XHR37S (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359845/R
C3090972	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR37S (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359846/R
C3090973	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR37 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359847/R
C3090975	OPTILENE 5/0(1)90CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1178287/R
C3090976	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033170/R
C3090977	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1273739/R
C3090978	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297030/R
C3090979	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR22 CV PF6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297031/R
C3090980	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022101/R
C3090981	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XHR37 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296275/R
C3090982	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR37S (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359849/R
C3090990	OPTILENE 5/0(1)20CM DR18 CV PF3 KNOT	H010201010401	III	SCA 36	1301082/R
C3090991	OPTILENE 4/0(1,5)20CM DR22 CVPF3KNO.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301084/R
C3090992	OPTILENE 3/0(2)20CM DR22 CV PF3 KNOT	H010201010401	III	SCA 36	1301085/R
C3090993	OPTILENE 3/0(2)20CM DR26 CV PF3 KNOT	H010201010401	III	SCA 36	1301087/R
C3090994	OPTILENE 3/0(2)20CM HR22 CV PF3 KNOT	H010201010401	III	SCA 36	1297032/R
C3090995	OPTILENE 3/0(2)20CM HR26 CV PF3 KNOT	H010201010401	III	SCA 36	1297036/R
C3091008	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301089/R
C3091009	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC6B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301091/R
C3091010	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC6B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301092/R
C3091011	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301094/R
C3091012	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301095/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3091098	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297623/R
C3095015	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359851/R
C3095020	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XHRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297707/R
C3095021	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301096/R
C3095022	OPTILENE 5/0 (1) 90CM DR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301098/R
C3095025	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359853/R
C3095026	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301099/R
C3095027	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359879/R
C3095032	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359881/R
C3095033	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359882/R
C3095036	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR13S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359885/R
C3095039	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022103/R
C3095042	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359886/R
C3095045	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359887/R
C3095046	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022104/R
C3095048	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359889/R
C3095052	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297708/R
C3095054	OPTILENE 0 (3,5) 90CM 2XHR37 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1425637/R
C3095057	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301101/R
C3095059	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297866/R
C3095066	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359890/R
C3095084	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301103/R
C3095092	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359892/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095096	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM PRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297709/R
C3095097	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XPRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297711/R
C3095100	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XPRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297712/R
C3095101	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XPRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359894/R
C3095103	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XPRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297713/R
C3095110	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301105/R
C3095114	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XDR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359895/R
C3095120	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XHR13F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297714/R
C3095123	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022105/R
C3095124	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022106/R
C3095129	OPTILENE 5/0 (1) 30CM 2XSLM6 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297715/R
C3095140	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297716/R
C3095141	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033210/R
C3095144	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301106/R
C3095145	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359896/R
C3095146	OPTILENE 1 (4) 120CM HR48 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791603/R
C3095150	OPTILENE 2/0 (3) 120CM PRC24 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297718/R
C3095164	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DRC18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301107/R
C3095165	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DRC18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301108/R
C3095166	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DRC18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301109/R
C3095171	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1295830/R
C3095173	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301110/R
C3095175	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022107/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095190	OPTILENE 1 (4) 100CM DS45 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791604/R
C3095194	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDRC18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106578/R
C3095195	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDRC18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1040366/R
C3095200	OPTILENE 1 (4) 75CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1781156/R
C3095205	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297719/R
C3095209	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301111/R
C3095211	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDRC8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301266/R
C3095215	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR18 CV PF6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301116/R
C3095219	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301117/R
C3095231	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301119/R
C3095242	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR18B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359900/R
C3095244	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301121/R
C3095246	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022108/R
C3095251	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301122/R
C3095268	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106570/R
C3095271	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106571/R
C3095272	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106563/R
C3095276	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1077613/R
C3095286	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022109/R
C3095288	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301123/R
C3095301	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106574/R
C3095303	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301125/R
C3095305	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1295829/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095306	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10 CV PS3.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301128/R
C3095308	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDR10F CV PS3.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301129/R
C3095311	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301272/R
C3095312	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XDR18 CV PS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301273/R
C3095315	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDRC13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106576/R
C3095316	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR18 CV PS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301275/R
C3095318	OPTILENE 4/0(1,5)75CM 2XHR17 CV PS3.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297721/R
C3095320	OPTILENE 1 (4) 75CM HS37S (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791605/R
C3095324	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359902/R
C3095327	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHR17 CV PS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297891/R
C3095329	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HS48 (M)RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359905/R
C3095334	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XDR18 CV PS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301276/R
C3095336	OPTILENE 4/0(1,5) 90CM 2XHR22 CVPS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297038/R
C3095340	OPTILENE 2 (5) 75CM HR37S (M) .RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1937028/R
C3095341	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHR13FF CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1089949/R
C3095346	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13FF CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297722/R
C3095347	R OPTILENE 4/0(1,5) 90CM 2XHR26 CVPS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297040/R
C3095349	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HR13F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359906/R
C3095350	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XGR65 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359910/R
C3095351	OPTILENE 0 (3,5) 75CM 2XGR65 (M).RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359911/R
C3095360	OPTILENE 2/0 (3) 75CM FR26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359914/R
C3095367	OPTILENE 4/0(1,5)90CM2XHRC17 CV PS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297724/R
C3095368	OPTILENE 4/0(1,5)90CM 2XHRC17 CV PF6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297725/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095377	OPTILENE 3/0(2)90CM 2XHRC26 CV PS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297726/R
C3095382	OPTILENE 3/0(2)90CM 2XHRC27 CV PS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297840/R
C3095385	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM GS13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359915/R
C3095387	OPTILENE 3/0 (2) 40CM 2XHR22 CV PS3.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297042/R
C3095392	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV PS6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297043/R
C3095396	OPTILENE 3/0 (2) 20CM DR22 CV PS3 .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301359/R
C3095398	OPTILENE 3/0 (2) 20CM DR26 CV PS3 .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301277/R
C3095400	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359917/R
C3095407	OPTILENE 0 (3,5) 90CM 2XHRC37 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359919/R
C3095411	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HRC37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359920/R
C3095412	OPTILENE 3/0 (2) 20CM HR22 CV PS3.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297046/R
C3095413	OPTILENE 0 (3,5) 90CM HRC37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359921/R
C3095414	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC37 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359923/R
C3095415	OPTILENE 2/0 (3) 20CM SKR26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359924/R
C3095417	OPTILENE 3/0 (2) 20CM HR26 CV PS3 .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297053/R
C3095421	OPTILENE 4/0 (1,5) 30CM SKR26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359925/R
C3095430	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1061046/R
C3095431	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301278/R
C3095433	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10F CVPF3.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301279/R
C3095438	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC18B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301280/R
C3095439	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC18B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359926/R
C3095442	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358566/R
C3095443	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26S CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1358567/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095444	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26SS CV .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359927/R
C3095445	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR48 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359929/R
C3095448	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297841/R
C3095449	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022110/R
C3095452	OPTILENE 1 (4) 75CM HR26S CV RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1778250/R
C3095456	OPTILENE 4/0(1,5)30CM DRC18 LOOP CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301289/R
C3095458	OPTILENE 1 (4) 90CM HR26S CV RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791606/R
C3095460	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297842/R
C3095461	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022111/R
C3095462	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC10B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106567/R
C3095477	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301292/R
C3095488	OPTILENE 1 (4) 90CM DS39 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791608/R
C3095492	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022112/R
C3095493	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1285785/R
C3095494	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022113/R
C3095495	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297892/R
C3095498	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM HR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297843/R
C3095499	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP16 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791609/R
C3095500	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791610/R
C3095501	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR17F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033232/R
C3095503	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR20B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297844/R
C3095508	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XHR22B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297055/R
C3095509	OPTILENE 1 (4) 100CM HRC37 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791611/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095512	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR22B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297068/R
C3095513	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR22B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297073/R
C3095517	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DGMP19 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791593/R
C3095518	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP13 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791614/R
C3095520	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC15 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359931/R
C3095522	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DS19 (M)RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359935/R
C3095523	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DRC15 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359938/R
C3095525	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HRC37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359971/R
C3095526	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR20B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297845/R
C3095531	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359975/R
C3095533	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XHRC37 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359976/R
C3095541	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26FFB CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1431570/R
C3095543	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359979/R
C3095549	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP16 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791615/R
C3095550	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP19 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791616/R
C3095557	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022114/R
C3095558	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022115/R
C3095559	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC15 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359980/R
C3095562	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHRC37 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359983/R
C3095564	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDRC22 (M)RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359984/R
C3095565	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301294/R
C3095569	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297846/R
C3095570	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHRC17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297847/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095572	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297848/R
C3095574	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XHRC22B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297849/R
C3095576	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301295/R
C3095580	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297850/R
C3095581	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297852/R
C3095588	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DGMP11 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1753952/R
C3095589	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DGMP13 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791617/R
C3095591	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DGMP19 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791618/R
C3095592	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC22B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297853/R
C3095593	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC22B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297894/R
C3095596	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26FB CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1431568/R
C3095597	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XHRC26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1359985/R
C3095598	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHRC26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360039/R
C3095599	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17F CV RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	2034759/R
C3095606	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26FB CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1431571/R
C3095607	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297899/R
C3095608	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022116/R
C3095611	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1431573/R
C3095612	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XDRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106585/R
C3095613	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP7 (M)RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360040/R
C3095614	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHRC26(M)RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791619/R
C3095629	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360041/R
C3095630	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360042/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095631	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360043/R
C3095632	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XDRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106584/R
C3095633	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301296/R
C3095634	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XDRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1300729/R
C3095636	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XDRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106583/R
C3095637	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC26(M)RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1765838/R
C3095638	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17(M)RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791620/R
C3095645	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360044/R
C3095646	OPTILENE 2/0 (3) 120CM DRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360045/R
C3095654	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DSMP24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360046/R
C3095656	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDR18B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301297/R
C3095658	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301298/R
C3095661	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13(M)RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791621/R
C3095668	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297900/R
C3095670	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHRC27B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1122388/R
C3095671	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDRC13 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1753953/R
C3095673	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1753954/R
C3095680	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791622/R
C3095701	OPTILENE 6/0 (0,7)75CM 2XPRC13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360047/R
C3095706	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DGMP24 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791623/R
C3095708	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DGMP24 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791624/R
C3095709	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022119/R
C3095710	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022120/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095712	OPTILENE 0 (3,5) 120CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297077/R
C3095717	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP24 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791625/R
C3095718	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DGMP24 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791626/R
C3095721	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XHR26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297080/R
C3095723	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHR26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1188259/R
C3095734	OPTILENE 1 (4) 75CM HRC37 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791627/R
C3095737	OPTILENE 3/0 (2) 75CM 2XHRC26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297977/R
C3095738	OPTILENE 2/0 (3) 75CM 2XHRC26B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297978/R
C3095756	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDRC15 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106577/R
C3095764	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10FB CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301299/R
C3095768	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301300/R
C3095771	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297979/R
C3095775	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM HS21 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360048/R
C3095779	OPTILENE 0 (3,5) 90CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297980/R
C3095787	OPTILENE 3/0 (2) 90CM HRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1298211/R
C3095789	OPTILENE 0 (3,5) 90CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296276/R
C3095791	OPTILENE 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296277/R
C3095792	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR13F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360049/R
C3095796	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1297981/R
C3095797	OPTILENE 3/0 (2) 90CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1296280/R
C3095805	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301301/R
C3095812	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1122389/R
C3095813	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106566/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095816	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1188258/R
C3095817	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1116286/R
C3095819	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1089907/R
C3095821	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301302/R
C3095822	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022121/R
C3095823	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022122/R
C3095824	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8FB CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301303/R
C3095825	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022123/R
C3095826	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR8FB CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301304/R
C3095829	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8FB CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1116267/R
C3095832	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8FB CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1089909/R
C3095834	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301305/R
C3095835	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301306/R
C3095836	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106575/R
C3095838	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10FB CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1048546/R
C3095839	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301307/R
C3095840	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1149267/R
C3095843	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1127372/R
C3095857	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301309/R
C3095861	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360050/R
C3095870	OPTILENE 7/0 (0,5) 12CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301310/R
C3095885	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301311/R
C3095886	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301312/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095887	OPTILENE 5/0 (1) 45CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301313/R
C3095894	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301314/R
C3095895	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033219/R
C3095896	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1106572/R
C3095905	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022124/R
C3095906	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022125/R
C3095907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022126/R
C3095908	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301315/R
C3095910	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP13 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791628/R
C3095912	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HS40 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360051/R
C3095918	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301316/R
C3095920	OPTILENE 3/0 (2) 60CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360053/R
C3095921	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022127/R
C3095926	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301317/R
C3095927	OPTILENE 2/0 (3) 90CM HR30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360055/R
C3095930	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301318/R
C3095931	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301320/R
C3095932	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301555/R
C3095935	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360056/R
C3095938	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033224/R
C3095939	OPTILENE 5/0(1)90CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1033226/R
C3095940	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301556/R
C3095958	OPTILENE 2/0 (3) 90CM HS26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360058/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3095959	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HS26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360059/R
C3095960	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DSMP39 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360061/R
C3095983	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DGMP19 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1791629/R
C3095992	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR17F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360062/R
C3095994	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XHR17B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1290976/R
C3095995	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC37S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360063/R
C3095996	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC17F CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1360065/R
C3095997	OPTILENE 4/0 (1,5) 120CM 2XDR13B CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1022128/R
C3096001	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17F CV RCP	H010201010401	III	SCA da 1 PZ	2001422/R
C3096002	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC17F CV RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1585402/R
C3096111	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDR6BCVUS140MIRCP	H010201010401	III	SCA 36	1077617/R
C3096121	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR 8B US 175MRCP	H010201010401	III	SCA 36	1077641/R
C3096123	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10B US 200MRCP	H010201010401	III	SCA 36	1077647/R
C3096125	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10B US 200MRCP	H010201010401	III	SCA 36	1043143/R
C3096127	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR6BCVUS140MCRCP	H010201010401	III	SCA 36	1077618/R
C3096129	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8B US175MICRCP	H010201010401	III	SCA 36	1077633/R
C3096141	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR 8B US 175MRCP	H010201010401	III	SCA 36	1077642/R
C3096143	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR 8B US 175MRCP	H010201010401	III	SCA 36	1077634/R
C3096145	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR10B US 200MRCP	H010201010401	III	SCA 36	1043141/R
C3096148	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10BUS200MCVRCP	H010201010401	III	SCA 36	1061066/R
C3096152	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR6BUS140MICVRCP	H010201010401	III	SCA 36	1077625/R
C3096165	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301558/R
C3096173	OPTILENE 5/0 (1) 75CM2XDR13 CV PF6.RCP	H010201010401	III	SCA 36	1301559/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3097004	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897767/R
C3097015	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR6 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897770/R
C3097025	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897780/R
C3097032	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13S CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897782/R
C3097036	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM 2XDR13S CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897784/R
C3097039	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897785/R
C3097042	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897828/R
C3097045	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XHRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897858/R
C3097046	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897859/R
C3097060	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897861/R
C3097062	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897864/R
C3097088	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8F CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897865/R
C3097097	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XPRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897867/R
C3097101	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XPRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897896/R
C3097103	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XPRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897897/R
C3097105	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8F CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897899/R
C3097107	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8F CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897900/R
C3097116	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897902/R
C3097123	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13F CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897903/R
C3097128	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR10F CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897954/R
C3097134	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10F CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897955/R
C3097135	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10F CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897958/R
C3097136	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10F CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897960/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3097141	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1897961/R
C3097144	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899603/R
C3097145	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899604/R
C3097164	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRC10B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899606/R
C3097169	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899607/R
C3097171	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899608/R
C3097175	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899609/R
C3097176	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899610/R
C3097191	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899611/R
C3097246	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC6 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899613/R
C3097268	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899614/R
C3097271	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899616/R
C3097272	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDRC6 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899618/R
C3097286	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR6 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899619/R
C3097301	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899620/R
C3097303	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899621/R
C3097305	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDRC13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899622/R
C3097315	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDRC13B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899623/R
C3097324	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10S CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899624/R
C3097341	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XHR13FF CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899627/R
C3097346	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13FF CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899629/R
C3097401	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM HR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1995363/R
C3097402	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM HR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899630/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3097430	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10F CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899631/R
C3097462	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDRC10B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899633/R
C3097488	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XHR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899634/R
C3097516	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899635/R
C3097522	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899637/R
C3097541	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899638/R
C3097542	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899640/R
C3097543	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899641/R
C3097544	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899653/R
C3097545	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899654/R
C3097546	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899655/R
C3097547	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899656/R
C3097577	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDRC10B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899657/R
C3097578	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899658/R
C3097603	OPTILENE 7/0 (0,5) 30CM HR6 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899673/R
C3097604	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM HR6 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899675/R
C3097614	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899676/R
C3097703	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899677/R
C3097712	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899678/R
C3097714	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899680/R
C3097715	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899681/R
C3097799	OPTILENE 7/0 (0,5) 90CM 2XDR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899682/R
C3097805	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899683/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3097812	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899684/R
C3097813	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM DRC8B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899685/R
C3097815	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899686/R
C3097816	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899688/R
C3097817	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899689/R
C3097819	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899690/R
C3097822	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR8B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899691/R
C3097823	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899692/R
C3097829	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8FB CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899694/R
C3097832	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8FB CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899695/R
C3097836	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899696/R
C3097838	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10FB CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899698/R
C3097840	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899699/R
C3097843	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10B CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899701/R
C3097865	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XHR8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899702/R
C3097867	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XHR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899703/R
C3097868	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899705/R
C3097880	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899706/R
C3097885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899709/R
C3097886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899710/R
C3097887	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899711/R
C3097888	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899712/R
C3097895	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899713/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C3097896	OPTILENE 5/0 (1) 60CM 2XDR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899715/R
C3097905	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899716/R
C3097906	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899717/R
C3097907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899718/R
C3097913	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899719/R
C3097914	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899721/R
C3097915	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899722/R
C3097931	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899723/R
C3097938	OPTILENE 6/0 (0,7) 90CM 2XDR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899724/R
C3097939	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899726/R
C3097980	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899727/R
C3098930	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR13 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 36 PZ	1899729/R
G3090012	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298212/R
G3090013	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297984/R
G3090014	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297990/R
G3090016	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XHR6 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1297991/R
G3090024	OPTILENE 10/0(0,2)23CM DRM5 100MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1360066/R
G3090025	OPTILENE 8/0(0,4)45CM DRM8 140MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360067/R
G3090026	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDRM8 140MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360068/R
G3090029	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297082/R
G3090030	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297083/R
G3090040	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297086/R
G3090041	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297090/R



Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G3090042	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297091/R
G3090043	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297092/R
G3090047	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358321/R
G3090050	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360069/R
G3090051	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358568/R
G3090052	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358323/R
G3090053	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791630/R
G3090089	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301560/R
G3090099	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR40 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358569/R
G3090100	OPTILENE 1 (4) 100CM HR40 (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791631/R
G3090109	OPTILENE 3/0 (2) 120CM 2XHR26 CV LPCE	H010201010401	III	SCA 12	1297107/R
G3090118	OPTILENE 8/0 (0,4)2X45CM 2XDR8F CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301562/R
G3090121	OPTILENE 8/0 (0,4)2X60CM 2XDR8F CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301563/R
G3090124	OPTILENE 7/0 (0,5)2X45CM 2XDR8F CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301565/R
G3090127	OPTILENE 7/0 (0,5)2X60CM 2XDR8F CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301650/R
G3090130	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDR8F CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301566/R
G3090134	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDR10F CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301568/R
G3090146	OPTILENE 5/0 (1) 2X60CM 2XHR13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1297994/R
G3090168	OPTILENE 8/0(0,4) 2X75CM 2XDRC8 CV LPCE	H010201010401	III	SCA 12	1301569/R
G3090179	OPTILENE 7/0(0,5) 2X60CM 2XDRC10CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301571/R
G3090194	OPTILENE 4/0(1,5) 2X90CM 2XHR17CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1297995/R
G3090195	OPTILENE 6/0 (0,7)2X60CM 2XHRC13CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298000/R
G3090199	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HR40S (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358570/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3090200	OPTILENE 1 (4) 75CM HR40S (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791632/R
G3090202	OPTILENE 6/0 (0,7)2X60CM 2XDRC10CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301572/R
G3090205	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360070/R
G3090206	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358922/R
G3090207	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358325/R
G3090211	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358924/R
G3090212	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358326/R
G3090213	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358327/R
G3090216	OPTILENE 8/0 (0,4)2X75CM 2XDR10FCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301655/R
G3090218	OPTILENE 7/0 (0,5)2X45CM 2XDR10FCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301576/R
G3090219	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358925/R
G3090220	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358328/R
G3090221	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358331/R
G3090234	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358927/R
G3090235	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358335/R
G3090236	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358337/R
G3090246	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358929/R
G3090247	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358339/R
G3090248	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS30 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358930/R
G3090255	OPTILENE 2/0 (3) 75CM DS39 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358931/R
G3090256	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS39 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359022/R
G3090266	OPTILENE 2/0 (3) 75CM GS60 (M) .RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358341/R
G3090269	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HS26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359023/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3090270	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HS26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360071/R
G3090300	OPTILENE 1 (4) 100CM HR40S (M) RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791634/R
G3090316	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM 2XVLM8 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298001/R
G3090357	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDR6CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301584/R
G3090361	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X45CM 2XDR8 CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301585/R
G3090362	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X45CM 2XDR8 CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301586/R
G3090363	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDR8 CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301590/R
G3090364	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR8CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301592/R
G3090369	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X45CM 2XDR10CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301593/R
G3090371	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X60CM 2XDR10CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301594/R
G3090373	OPTILENE 7/0 (0,5) 4X75CM 2XDR10CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301660/R
G3090394	OPTILENE 5/0 (1) 4X75CM 2XDR18 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301597/R
G3090399	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR8CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301598/R
G3090401	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM HR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298003/R
G3090434	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359025/R
G3090435	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358347/R
G3090436	OPTILENE 2/0 (3) 45CM DS24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358352/R
G3090466	OPTILENE 5/0 (1) 45CM GR19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360073/R
G3090482	OPTILENE 9/0(0,3)45CM 2XDRM5 100MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1301600/R
G3090500	OPTILENE 5/0 (1) 75CM HR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298005/R
G3090513	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359026/R
G3090519	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359027/R
G3090520	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358355/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3090521	OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358358/R
G3090522	OPTILENE 5/0(1) 60CM 2XDR10CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301602/R
G3090529	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR12 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301604/R
G3090530	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR12 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301605/R
G3090543	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301606/R
G3090545	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301607/R
G3090546	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301608/R
G3090561	OPTILENE 4/0 (1,5) 75CM HRC17 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360075/R
G3090570	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHRC17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298009/R
G3090580	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298011/R
G3090581	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298013/R
G3090589	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM5 150MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298014/R
G3090590	OPTILENE 10/0(0,2) 15CM DLM6 150MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298016/R
G3090591	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM6 150MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298018/R
G3090593	OPTILENE 10/0(0,2)15CM DLM6S 200MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298020/R
G3090594	OPTILENE 9/0(0,3) 15CM DLM6S 200MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298023/R
G3090595	OPTILENE 8/0(0,4) 15CM DLM6S 200MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298025/R
G3090596	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XDLM6S 200MI BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298029/R
G3090597	OPTILENE 9/0(0,3)30CM2XDLM6S 200MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298032/R
G3090606	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP11 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360076/R
G3090607	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359028/R
G3090608	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360077/R
G3090609	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRM6 140MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1022131/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3090610	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XDRM10B 200 RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360078/R
G3090611	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR10CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301609/R
G3090613	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR10CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301611/R
G3090617	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360083/R
G3090618	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359031/R
G3090619	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358359/R
G3090620	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359032/R
G3090625	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHR13CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298034/R
G3090628	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360084/R
G3090629	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358361/R
G3090630	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358364/R
G3090631	OPTILENE 3/0 (2) 2X90CM 2XHR26 CV LPCE	H010201010401	III	SCA 12	1297111/R
G3090633	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHR26CV LPCE	H010201010401	III	SCA 12	1297112/R
G3090636	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR10CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301612/R
G3090638	OPTILENE 8/0(0,4)15CM 2XDLM6 150MI BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298213/R
G3090642	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XHR17 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298036/R
G3090644	OPTILENE 3/0 (2) 2X90CM 2XHR17 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298037/R
G3090647	OPTILENE 7/0(0,5)60 2XPRCMV10B 200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1360085/R
G3090656	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358366/R
G3090659	OPTILENE 4/0 (1,5)2X90CM 2XDR18 CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301669/R
G3090662	OPTILENE 9/0 (0,3) 13CM PRM5 100MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298038/R
G3090664	OPTILENE 9/0(0,3) 13CM PRCM5 100MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298216/R
G3090668	OPTILENE 6/0(0,7)75 2XPRCMV10B 200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1298217/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3090669	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XPRCMV10B200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1298219/R
G3090670	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XPRMV10B 200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1298220/R
G3090671	OPTILENE 7/0(0,5)75CM2XPRMV10B 200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1298223/R
G3090675	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359035/R
G3090676	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358367/R
G3090677	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358370/R
G3090693	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRCM10B 200MIRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301670/R
G3090694	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRCM10B 200MIRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301671/R
G3090698	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XPRCM6 140MI RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298224/R
G3090702	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRCM6 140MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301672/R
G3090712	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301673/R
G3090714	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301675/R
G3090715	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301676/R
G3090740	OPTILENE 7/0 (0,5) 30CM HRM6 200MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298225/R
G3090741	OPTILENE 6/0 (0,7) 30CM HRM6 200MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298226/R
G3090742	OPTILENE 7/0(0,5)45CM 2XHRM6 200MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298227/R
G3090743	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XHRM6 200MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298228/R
G3090753	OPTILENE 8/0 (0,4) 15CM DRM8 140MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360086/R
G3090755	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDRCM10B 200 RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360087/R
G3090758	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRM8 140MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360088/R
G3090768	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DRCM10B 200MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301677/R
G3090770	OPTILENE 5/0 (1) 2X60CM 2XHR10 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298229/R
G3090775	OPTILENE 10/0(0,2)30CM 2XHLM6 150MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298230/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3090777	OPTILENE 10/0 (0,2) 8CM SLM6 150MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298233/R
G3090778	OPTILENE 9/0 (0,3) 8CM SLM6 150MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298257/R
G3090780	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRM6 140MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1301678/R
G3090781	OPTILENE 10/0 (0,2) 10CM DRM4 70MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1301679/R
G3090782	OPTILENE 10/0(0,2) 15CM DRM5 100MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1301680/R
G3090783	OPTILENE 9/0 (0,3) 15CM DRM6 140MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1301681/R
G3090784	OPTILENE 7/0(0,5)75CM DRM10B 200MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360089/R
G3090785	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DRM10B 200MI RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360091/R
G3090812	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359036/R
G3090814	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRCM6 140MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301682/R
G3090822	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301683/R
G3090832	OPTILENE 7/0 (0,5)45CM 2XDRCM10B 200RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360092/R
G3090846	OPTILENE 9/0(0,3)15CM 2XDLM6S 200MI BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298261/R
G3090873	OPTILENE 10/0 (0,2) 10CM HLM6 150MI BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298262/R
G3090874	OPTILENE 10/0 (0,2)5CM 2XDRM5 100MI BLT	H010201010401	III	SCA 12	1360095/R
G3090880	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301684/R
G3090883	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM DRM6 140MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1301685/R
G3090885	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301686/R
G3090886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1022132/R
G3090887	OPTILENE 8/0 (0,4) 60CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301687/R
G3090888	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR8 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301688/R
G3090892	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X75CM 2XDR8 CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301689/R
G3090901	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298266/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3090902	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298268/R
G3090903	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR17 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298269/R
G3090907	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297130/R
G3090908	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297114/R
G3090909	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358374/R
G3090914	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301690/R
G3090915	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR10 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301691/R
G3090919	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301692/R
G3090920	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XDR18 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301693/R
G3090932	OPTILENE 2/0 (3) 120CM 2XHR48 (M) LPCE	H010201010401	III	SCA 12	1360100/R
G3090953	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298270/R
G3090954	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298277/R
G3090976	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297116/R
G3090978	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR22 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1297117/R
G3090980	OPTILENE 8/0 (0,4) 75CM 2XDR6 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1301761/R
G3090983	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRM8 140MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360103/R
G3095009	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XDR13S CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301694/R
G3095010	OPTILENE 4/0 (1,5)2X75CM 2XHR13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298278/R
G3095011	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XDR13S CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301695/R
G3095012	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR13S CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301763/R
G3095016	OPTILENE 5/0 (1) 2X60CM 2XDR13S CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301696/R
G3095043	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XHRC13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298279/R
G3095047	OPTILENE 4/0 (1,5)2X75CM 2XHRC13CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298281/R



<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3095048	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC37 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360105/R
G3095050	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRMV8B 140 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301697/R
G3095051	OPTILENE 8/0(0,4)2X60CM 2XDRMV8B 140CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301698/R
G3095053	OPTILENE 7/0(0,5) 2X75CM 2XPRC10 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1169953/R
G3095060	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDRMV8B 140 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301699/R
G3095068	OPTILENE 10/0 (0,2)23CM GLM16 150MICBLT	H010201010401	III	SCA 12	1298286/R
G3095076	OPTILENE 6/0(0,7)90CM DRMV13B 320 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301700/R
G3095077	OPTILENE 6/0(0,7)75CM DRMV13B 320 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301701/R
G3095078	OPTILENE 5/0(1)90CM DRMV13B 380 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301702/R
G3095079	OPTILENE 5/0(1)75CM DRMV13B 380 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301703/R
G3095080	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X75CM 2XDR8 CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301765/R
G3095095	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM HR13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298288/R
G3095107	OPTILENE 8/0(0,4)75 2XDRM10B 200 RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360126/R
G3095126	OPTILENE 5/0 (1)4X75CM 2XHR13F CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298290/R
G3095127	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XHR13FCV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298294/R
G3095128	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XHR13FCV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298298/R
G3095132	OPTILENE 6/0(0,7)90CM 2XDRMV13B 320CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301766/R
G3095133	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDRMV13B 320CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301768/R
G3095134	OPTILENE 5/0 (1)90CM 2XDRMV13B 380CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301769/R
G3095135	OPTILENE 5/0(1)75CM 2XDRMV13B 380 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301771/R
G3095139	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDRMV10B 200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1360128/R
G3095149	OPTILENE 6/0(0,7)45CM 2XDRM10B 200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1360135/R
G3095154	OPTILENE 7/0(0,5)2X75CM 2XPRMV10B200CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1300515/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G3095155	OPTILENE 6/0(0,7)60CM2XPRMV10B 200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1298305/R
G3095158	OPTILENE 6/0(0,7)2X75 2XPRMV10B 200CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1298308/R
G3095162	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHRC22 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298312/R
G3095168	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XHRC17 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298314/R
G3095169	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHRC17 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298319/R
G3095172	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XDRC13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1360169/R
G3095174	OPTILENE 6/0 (0,7)2X45CM 2XDRC13CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301772/R
G3095175	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDRC13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360137/R
G3095176	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XDRC13CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301773/R
G3095177	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XDRC13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301774/R
G3095178	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X60CM 2XDRC8CVLPCE	H010201010401	III	SCA 12	1301775/R
G3095179	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDRC8CVLPCE	H010201010401	III	SCA 12	1301776/R
G3095180	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDRC10 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301777/R
G3095181	OPTILENE 4/0 (1,5)2X75CM 2XDRC13CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301778/R
G3095182	OPTILENE 3/0 (2) 2X90CM 2XHRC17 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298345/R
G3095183	OPTILENE 3/0 (2) 2X75CM 2XHR17 CV LPCE	H010201010401	III	SCA 12	1298353/R
G3095197	OPTILENE 3/0(2)2X75CM 2XHRC27 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1360139/R
G3095201	OPTILENE 6/0 (0,7)60CM 2XDRMV13B320CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301779/R
G3095216	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDRCM8 140MICVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301780/R
G3095222	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XDRC18 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301781/R
G3095224	OPTILENE 6/0(0,7)2X90 2XDRMV13B 320CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301782/R
G3095225	OPTILENE 5/0 (1)2X90 2XDRMV13B 380 CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301783/R
G3095234	OPTILENE 6/0(0,7)2X75CM 2XDRMV13B320CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301784/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3095249	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDRCM8 140MICVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301785/R
G3095269	OPTILENE 6/0(0,7)2X60CM2XDRCM13B320CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301786/R
G3095277	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDRCM6 140MICVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301787/R
G3095284	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDRCM8 140MICVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301788/R
G3095307	OPTILENE 8/0 (0,4) 12CM DRM6 140MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360140/R
G3095309	OPTILENE 8/0 (0,4) 12CM 2XDRCM6 140MIC RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360141/R
G3095313	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XDR13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298359/R
G3095390	OPTILENE 5/0 (1) 30CM 2XVLM8 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1298362/R
G3095429	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDR10FCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301789/R
G3095472	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301790/R
G3095480	OPTILENE 10/0(0,2)23CM 2XGLM16 150MIBLT	H010201010401	III	SCA 12	1296186/R
G3095481	OPTILENE 9/0(0,3)23CM 2XGLM16 150MI BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298365/R
G3095485	OPTILENE 7/0 (0,5)2X60CM 2XDR10FCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301791/R
G3095500	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791636/R
G3095518	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP13 RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791637/R
G3095521	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XHR17F CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298366/R
G3095543	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DS12 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360142/R
G3095547	OPTILENE 8/0(0,4)15CM DRM4S 140MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1360143/R
G3095548	OPTILENE 10/0(0,2)15CM2XDLM6 150MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298368/R
G3095549	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP16 RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791639/R
G3095550	OPTILENE 5/0 (1) 45CM DGMP19 RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791640/R
G3095551	OPTILENE 8/0(0,4)2X45CM 2XDRCM8B 140CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1301792/R
G3095560	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDRC10CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301794/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3095561	OPTILENE 6/0 (0,7)2X75CM 2XDRC10CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301795/R
G3095571	OPTILENE 6/0 (0,7) 4X60CM 2XDR13CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1360144/R
G3095582	OPTILENE 6/0(0,7) 4X75CM 2XDR13CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1360146/R
G3095588	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DGMP11 RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791641/R
G3095589	OPTILENE 6/0 (0,7) 45CM DGMP13 RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791642/R
G3095616	OPTILENE 3/0 (2) 2X75CM 2XHR22 CV LPCE	H010201010401	III	SCA 12	1297118/R
G3095620	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHR22CV LPCE	H010201010401	III	SCA 12	1297119/R
G3095659	OPTILENE 5/0 (1) 2X90CM 2XDR18 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301796/R
G3095672	OPTILENE 6/0(0,7)75CM2XDRCMV10B 200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301797/R
G3095677	OPTILENE 10/0(0,2)60CM PRCM5 100MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298370/R
G3095685	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDRCMV10B200CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301798/R
G3095705	OPTILENE 9/0 (0,3)23CM GLM16 150MIC BLT	H010201010401	III	SCA 12	1298371/R
G3095727	OPTILENE 3/0 (2) 2X90CM 2XHR37 (M) LPCE	H010201010401	III	SCA 12	1360149/R
G3095746	OPTILENE 5/0(1)90CM2XDRMV13B 380M CVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1301800/R
G3095751	OPTILENE 2/0 (3) 4X90CM 2XHRC26 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1360150/R
G3095759	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X75CM 2XHRC26 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298373/R
G3095760	OPTILENE 3/0 (2) 2X90CM 2XHRC26 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298375/R
G3095761	OPTILENE 2/0 (3) 2X90CM 2XHRC26 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298376/R
G3095765	OPTILENE 7/0 (0,5)75CM PRCM10B 200MIRCP	H010201010401	III	SCA 12	1298378/R
G3095793	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XHRC10 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298381/R
G3095794	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XHRC10 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298382/R
G3095801	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR10F CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301804/R
G3095810	OPTILENE 7/0(0,5) 2X75CM 2XDR10CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301808/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G3095811	OPTILENE 6/0(0,7) 2X75CM 2XDR10CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301809/R
G3095820	OPTILENE 3/0(2)2X120CM 2XHRC26 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298384/R
G3095825	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHRC26 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1359039/R
G3095841	OPTILENE 6/0(0,7) 2X75CM 2XDR10CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1301810/R
G3095858	OPTILENE 6/0(0,7)2X75CM 2XHR10F(M)CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1089947/R
G3095865	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XHR8 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1125789/R
G3095866	OPTILENE 5/0 (1) 2X60CM 2XHR8 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298385/R
G3095868	OPTILENE 5/0 (1) 4X90CM 2XHR17 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298386/R
G3095878	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XHR10 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1298388/R
G3095895	OPTILENE 6/0 (0,7) 60CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1302230/R
G3095905	OPTILENE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1302231/R
G3095906	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1358376/R
G3095907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1302233/R
G3095910	OPTILENE 4/0 (1,5) 45CM DGMP13 RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1791643/R
G3095957	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1302245/R
G3095958	OPTILENE 2/0 (3) 90CM HS26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360152/R
G3095959	OPTILENE 2/0 (3) 120CM HS26 (M) RCP	H010201010401	III	SCA 12	1360154/R
G3095970	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XDR13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1302246/R
G3095979	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X75CM 2XDR13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1302248/R
G3095980	OPTILENE 5/0 (1) 2X75CM 2XDR13 CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1302249/R
G3095993	OPTILENE 4/0 (1,5) 2X90CM 2XHR26B CV LP	H010201010401	III	SCA 12	1297122/R
G3096100	OPTILENE 8/0 (0,4)13CM DR8B US175MICVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1077630/R
G3096101	OPTILENE 7/0(0,5)2X45CM 2XDR10BUS200CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1302250/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3096102	OPTILENE 8/0(0,4)2X45CM 2XDR6BUS140MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1302251/R
G3096104	OPTILENE 6/0 (0.7) 2X60CM 2XDR10BUS200CVLP	H010201010401	III	SCA 12	1188253/R
G3096105	OPTILENE 8/0(0,4)2X60CM 2XDR6BUS140MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1302252/R
G3096106	OPTILENE 8/0(0,4)2X60CM 2XDR8BUS175MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1302253/R
G3096108	OPTILENE 7/0(0,5)2X75CM2XDR10BUS200MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1302254/R
G3096109	OPTILENE 7/0(0,5)2X75CM DR10B US200MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1302255/R
G3096111	OPTILENE 8/0(0,4)45CM 2XDR6BUS140MCV RCP	H010201010401	III	SCA 12	1302256/R
G3096116	OPTILENE 8/0 (0,4)45CM DR6B US140MICVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302257/R
G3096117	OPTILENE 8/0(0,4)45CM DR8B US 175MICVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1077627/R
G3096118	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR6B US 140MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1302258/R
G3096119	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8B US 175MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1302260/R
G3096121	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR 8BUS175MCVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302261/R
G3096123	OPTILENE 6/0(0,7)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302262/R
G3096125	OPTILENE 7/0(0,5)60CM 2XDR10BUS200MCVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302263/R
G3096127	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR6B US140MCVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302264/R
G3096129	OPTILENE 8/0(0,4)60CM 2XDR8B US175MCVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302265/R
G3096137	OPTILENE 7/0(0,5)60CM2XDR10B US 200MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1077649/R
G3096138	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR8B US 175MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1302267/R
G3096141	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR8B US175MCVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302268/R
G3096143	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR8B US175MCVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302269/R
G3096145	OPTILENE 7/0(0,5)75CM 2XDR10BUS200MCVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302270/R
G3096148	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10BUS200MCVRCP	H010201010401	III	SCA 12	1302280/R
G3096151	OPTILENE 6/0(0,7)75CM 2XDR10B US200MCVLP	H010201010401	III	SCA 12	1077652/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G3096152	OPTILENE 8/0(0,4)75CM 2XDR6BUS140MCV RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1022134/R
G3096167	Optilene 7/0(0,5) 75cm DR10B US 200CVRCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1077643/R
G3096169	Optilene 6/0(0,7) 75cm DR10B US200MCVRCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1077646/R
G3097053	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X75CM 2XPRC10 CV2 LP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1899730/R
G3097362	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X45CM 2XDR8 CVLP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	2001425/R
G3097364	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XDR8CV LP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	2001427/R
G3097399	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X45CM 2XDR8CV LP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	2001431/R
G3097529	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM DR12 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1899739/R
G3097560	OPTILENE 7/0 (0,5)2X75CM 2XDRC10CV2 LP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1899740/R
G3097793	OPTILENE 7/0 (0,5) 2X60CM 2XHRC10 CV2 LP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1899741/R
G3097858	OPTILENE 6/0(0,7)2X75CM 2XHR10F(M)CV2 LP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1899742/R
G3097886	OPTILENE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR8 CV2 RCP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1899743/R
G3097892	OPTILENE 8/0 (0,4) 2X75CM 2XDR8 CVLP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	2001432/R
G3098865	OPTILENE 6/0 (0,7) 2X60CM 2XHR8 CV2 LP	H010201010401	III	PAC da 12 PZ	1899745/R