

## SCHEMA TECNICA



<b>Nome Commerciale:</b>	Sterican®
<b>Descrizione Prodotto:</b>	Aghi ipodermici per iniezioni, a pareti sottili, con attacco luer-lock
<b>Divisione:</b>	Hospital Care
<b>Prodotto da:</b>	B. Braun Melsungen AG - Melsungen
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	Ila
<b>Codice CND:</b>	A01010101

## INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

L'ago Sterican® è un ago ipodermico monouso sterile.

E' un dispositivo monouso, sterile e senza lattice che può essere utilizzato per:

- prelievi ematici,
- iniezioni endovenose
- iniezioni sottocutanee
- iniezioni intramuscolari
- iniezioni intra-articolari e nei tessuti molli
- agoaspirazione
- iniezioni intravitreali

Per tutte le avvertenze e modalità d'uso fare riferimento alle Istruzione d'uso (IFU).

## INFORMAZIONI TECNICHE

**Ago** : Triplice affilatura

### Elenco Materiali

Componente	Materiale	Abbreviazione materiale
Ago	Acciaio inossidabile di grado medicale lega cromo-nickel	-
Raccordo luer Lock	Polipropilene	PP
Tappo protettivo	Polipropilene/ Polietilene, alta densità	PP / PE-HD*

Gli inchiostri e i materiali usati per la stampa di etichette o per le stampigliature su raccordi, tubi, cateteri, ecc. sono assolutamente atossici.

Tutti i dispositivi sono PVC-free, Latex-free, DEHP-free

Contengono olio di silicone come lubrificante

**Elenco codici:**

<b>Codice Prodotto</b>	<b>Diametro esterno: Gauge - mm</b>	<b>Lunghezza in mm</b>
4665120	18G - 1.20 mm	40 mm
4657799	19G - 1.10 mm	40 mm
4657519	20G - 0.90 mm	40 mm
4665791	20G - 0.90 mm	70 mm
4657527	21G - 0.80 mm	40 mm
4665503	21G - 0.50 mm	50 mm
4665643	21G - 0.80 mm	120 mm
4657624	22G - 0.70 mm	30 mm
4657640	23G - 0.60 mm	30 mm
4665600	23G - 0.80 mm	60 mm
4665635	23G - 0.60 mm	80 mm
4657675	24G - 0.55 mm	25 mm
4657853	25G - 0.50 mm	16 mm
9186166	25G - 0.50 mm	40 mm
4665457	26G - 0.45 mm	12 mm
4657683	26G - 0.45 mm	25mm
4657705	27G - 0.40 mm	20 mm
9186182	27G - 0.40 mm	40 mm
4656300	30G - 0.30 mm	12 mm

## DATI TECNICI

<b>Monouso:</b>	Sì
<b>Sterile alla vendita:</b>	Sì
<b>Metodo di sterilizzazione:</b>	Il prodotto è sterilizzato ad Ossido di Etilene (ETO) e l'eventuale residuo è conforme ai limiti fissati dalla circolare ministeriale n. 56 del 22/06/83 stabiliti in < 2ppm.
<b>Validità:</b>	Il prodotto nella confezione integra è stabile per 5 (cinque) anni dalla data di sterilizzazione
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	Peel-pack costituito da foglio in poliestere/polipropilene (PE/PP) trasparente e carta permeabile all'ossido di etilene. Scatole in cartone
<b>Temperatura di conservazione:</b>	Non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento. Evitare comunque di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.
<b>Biocompatibilità</b>	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
<b>Presenza ftalati:</b>	No

## LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
4656300	STERICAN G30 1/2, 0.30X12 GIALLO	A01010101	Ila	SCT da 1000 PZ	1809563/R
4657519	STERICAN 0.90X40MM, 20G GIALLO	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	8453/R
4657527	STERICAN ago mis 2-21Gx40mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376654/R
4657624	STERICAN ago mis 12-22Gx30mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376655/R
4657640	STERICAN ago mis 14-23Gx30mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376656/R
4657675	STERICAN ago mis 17-24Gx25mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376657/R
4657683	STERICAN ago mis 18-26Gx25mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376658/R
4657705	STERICAN 0.4 X 20 MM, G27	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376659/R
4657799	STERICAN ago PRELIEVO 19Gx40mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376660/R
4657853	STERICAN ago EPAR./TUBERC. 25Gx16mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376661/R
4665120	STERICAN ago PREL. 18Gx40mm SHORT BEVEL	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376662/R
4665457	STERICAN ago INSULINA 26Gx12mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376663/R
4665503	STERICAN ago INFRAM. 21Gx50mm L.BEVEL	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376664/R
4665600	STERICAN ago NEUROTER. 23Gx60mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376666/R
4665635	STERICAN ago NEUROTER. 23Gx80mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376667/R
4665643	STERICAN ago NEUROTER. 21Gx120mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376668/R
4665791	STERICAN ago INFRAM. PROF. 20Gx70mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376671/R
9186166	STERICAN DENTAL G25 0,50X40 MM, ARANCION	A01010101	Ila	SCT da 1000 PZ	1711158/R
9186182	STERICAN DENTAL 27Gx40mm	A01010101	Ila	SCA 1000 PZ	376669/R