



(Immagine Indicativa)

Scheda Tecnica	
Dimensione – Size (LxPxH) Cm	176 x 60 x 78
Portata Kg	100
Peso netto Kg	22,0
Peso lordo Kg	27,0
Volume mc	0,21
Numero colli	1
Imballo (LxPxH) Cm	151 x 19 x 74

Scheda Prodotto – Technical Description

Letto da visita con struttura in tubo tondo di alluminio lucido, provvisto di alzatesta elevabile e regolabile mediante snodo cromato; ad uno snodo e due sezioni, é rivestito in morbida eco pelle lavabile. L'imbottitura è così composta : base in legno truciolare a basso contenuto di formaldeide, spugna in heliocell di densità kg 25/mc di spessore cm 4. Modello smontato fornito in kit di montaggio.
 Colore eco pelle : grigio.

TIPOLOGIA	ARREDO SANITARIO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	DISPOSITIVO MEDICO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
TYPOLOGY	MEDICAL FURNISHING	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO	MEDICAL DEVICE	<input checked="" type="checkbox"/> YES	NO

Normative

Dispositivo Medico di classe I, D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 (attuazione della direttiva CEE, concernente i Dispositivi Medici)
 Classificazione CND : classe VO899 – attrezzature di supporto all'attività sanitaria – altre
 N° Repertorio: 89206/R
 Piano in truciolare a bassa emissione di formaldeide classe E1 secondo norma UNI EN 717-2/96 e succ. var.